

blue eco scan

Scanbare Laborknetmasse, additionsvernetzend, weichgeschmeidige, klebfreie Konsistenz

Für die puderfreie 3D-Datenerfassung der Antagonisten für die CAD/CAM/CIM Technologien (z.B. Streifenlichtprojektion, Lasertriangulation und CEREC-Verfahren), ausgezeichnete Auflösung für eine störfreie Bildwiedergabe durch hohe Helligkeit und starken Kontrast. Leichtes Anmischen durch Kontrastfarben und weichgeschmeidige Konsistenz. Sehr gut beschneid- und fräsbar, kein Ausbrechen dünner Kontaktpunkt-Bereiche.

Dosieren und Mischen

Die Komponenten A (weiß) und B (grau) mit den entsprechenden Dosierlöffeln entnehmen und im Verhältnis 1:1 zügig anmischen (ca. 30 Sek.), bis eine homogene Mischung bzw. einheitliche Farbe erreicht ist.



Homogenes Kneten



Beschneiden



Vorbereitung zum Scan



Screenshot

Wichtige Verarbeitungshinweise

- Für die weitere Bearbeitung der Registrierung die Hinweise des Scan-Systemherstellers beachten.
- Registrat vor dem Scanvorgang reinigen und trocknen.
- Nur für den dentalen, **extraoralen** Gebrauch durch Fachpersonal.
- Komponenten A + B vor dem Anmischen nicht in Kontakt bringen, Dosierlöffel und Dosendeckel nicht vertauschen.
- Material nicht mit der Hand entnehmen, keine Latexhandschuhe tragen.

1 Min. 30 Sek.

Verarbeitungszeit

4 Min. 30 Sek.

Abbindezeit

Anwendungsbereiche:

- okklusale Registrierung für die puderfreie 3D-Datenerfassung
- konventionelle Indikationen für Laborknetmassen
- Herstellung kleiner Modellsegmente

Technische

Daten:

- **Mischvolumen:** 2 x 700 g (Dosen)
- **Dosierung:** 1:1
- **Produktfarben:** Base: grau
Catalyst: weiß
- **Anmischzeit:** ca. 30 Sek.*
- **Verarbeitungszeit:** ca. 1 Min. 30 Sek.*
- **Abbindezeit:** ca. 4 Min. 30 Sek.*
- **Shore Härte A:** 85
- **Lineare Maßänderung:** < 0,2 %
- **Verarbeitung:** Bei 23 °C ± 2 °C, 50 ± 5% rel. Luftfeuchtigkeit

* ab Mischbeginn bei 23 °C ± 2 °C, 50 ± 5 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern die angegebenen Zeiten.

Bestell-

Information:

blue eco scan
Standardpackung **03114**
700 g Base, Dose
700 g Katalysator, Dose
2 Dosierlöffel