

GI-MASK®Automix

New Formula

Gebrauchsinformation DE


Definición
GI-MASK Automix New Formula ist eine mittelfestende, thixotrope und standfeste Dentalfarbe auf A-Silikonbasis mit automatischer Mischvorrichtung für die Erstellung von extraoralen Zahntechnikmodellen.

Materialtype
Polyvinylsilikon, additivverfestetes Silikon.
Kategorie: rosa
Katalysator: weiss
ISO 4823, Typ 2, medium body consistency.

Anwendungsgebiete

- Schnelle und genaue Rekonstruktion des gesamten Gingivaverlaufes im Präparationsstadium des Meistermodells, insbesondere bei Freizeugen, Brücken, Implantaten, Kombinations- und Teleskop-Apparat.
- Bei der Implantattechnik ermöglicht die besondere Viskosität ein schnelles direktes Umformen des Modells. Die Herstellung eines Silikonchassis (z.B. aus COLTENE Lab-Putty) ist somit nicht notwendig.
- Vorgehen bei PolyetherZahntechnik: Anwendung nur auf der beschriebenen indirekten Technik. Bei direkter Zahntechnik: Für die direkte Technik: ist Coltene G-Mask-C-Silikon, Art.Nr. 8030

Klinische Arbeitstechnik



Das Material ist nicht für die Herstellung von Epithesen zugelassen.

Nebenwirkungen

Polyvinylsilikon weisen eine sehr gute biologische Verträglichkeit auf. Bis jetzt sind keine schädlichen Nebenwirkungen beim Anwenden bekannt.

Wechselwirkungen

Hausteufeln, Latex-Handschuhe und von Latex-Handschuhen kontaminierte Oberflächen können die Aushärtung des Modells beeinträchtigen. Ebenso können eugenolhaltige und gewisse blutstillende Präparate eine vollständige Aushärtung verhindern.

Mischen und Applizieren von GI-MASK Automix New Formula

- Die Kartusche mit GI-MASK Automix New Formula in die geöffnete Füllkammer des 50/75 ml COLTENE Dispensers einlegen.
- Den Sicherheitsdeckel der Kartusche entfernen.
- Den Durchschneider und etwas Material auf ein Papierstück auspressen bis Basis und Katalysator gleichmäßig auf dem palatinall/lingualen sind.
- Die Kartuscheöffnung mit einem Tuch abstreifen.
- Die Mischtechnik (Mixing Trip) der Kartusche vollständig aufsetzen und durch eine 4-Dehngang-Überschneidung führen.
- Den Applikator (Oral Trip) in die Mischschüssel aufsetzen.
- Durch gleichmäßige Betätigung des Druckhebelns das Material auspressen.
- Das Gebrauch von Mischschüssel mit feiner Siebmasse, als Verschluss bis zur nächsten Verwendung und verhindert eine Kontamination des Materials.
- Vor erneutem Gebrauch Mischschüssel reinigen und durch neue ersetzen.

Anwendung 1: Indirekte Technik

- Einen Arbeitsstempel (z.B. aus COLTENE Lab-Putty) erstellen, der alle zu reproduzierenden Bereiche des ungesägten Modells abdeckt.
- Die Bereiche des Meistermodells, die durch GI-MASK Automix New Formula wiederhergestellt werden sollen, mit einer Gipsplatte versehen.
- Im palatinall/lingualen Bereich des Silikonchassis eine oder mehrere Injektionsöffnungen anbringen. Um eine Erhöhung der Zahntechnikstärke zu vermeiden, zusätzlich Kunststoffkanten im bukkalen Bereich anbringen.
- Es ist wichtig, dass die Löcher im präparierten Bereich befinden.
- Den vorbereiteten Schlüssel mit GI-MASK Universal Separator gleichmäßig besprühen und an der Stelle des Modells ansetzen, wo ein Material aufgetragen werden soll.
- Ausschleiden auf das gesägte und beschliffene Modell aufsetzen und fixieren.
- GI-MASK Automix New Formula mit der Mischschüssel und aufgesetztem Applikator auftragen. Bei der Mischschüssel mit einem Schlüssel versehen.
- Das Material in den Bereich der Ein- und Ausflüsse nach mit einem Skalpell durchtrennen und GI-MASK Automix New Formula zum Schlüssel lösen.
- Überschüsse und Pressfriem mit einer Feinseife, einem Skalpell oder rotierendem Instrument für Silikonlötlitze (z.B. Fräser für Silikon, Art.Nr. 8075) mit niedriger Drehzahl entfernen.
- Die Zahntechnikstücke kann nun einfach vom Meistermodell entfernt und wieder repositioniert werden.

Anwendung 2: Direkte Technik

- Die Kartusche mit GI-MASK Automix New Formula in den Dispenser einlegen und die gesamte Abformung gleichmäßig mit GI-MASK Automix New Formula besprühen und an der Luft mindestens 5 min trocknen.
- GI-MASK Automix New Formula in die Mischschüssel einspritzen. Über den Applikatorstempel wird die Modellierung (Implantologie) ca. 5 mm hoch umgesetzt.
- GI-MASK Automix New Formula als Mischgelb für min. 9 min aushärten lassen.
- Nach der Aushärtung die Abformung sorgfältig vom Modell lösen.
- Überschüsse und Pressfriem mit einer Feinseife, einem Skalpell oder rotierendem Instrument für Silikonlötlitze (z.B. Fräser für Silikon, Art.Nr. 8075) mit niedriger Drehzahl entfernen.
- Die Zahntechnikstücke kann nun einfach vom Meistermodell entfernt und wieder repositioniert werden.

Halbhartigkeit und Lagerung

Das Verfestigungsverhalten des vorgeschriebenen Mindestens bis zum Verfestigdatum, das auf den Behältern angegeben ist, bei gut verschlossenen Behältern. Material ist bei normaler Zimmertemperatur aufzubewahren. Hitze und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Markierung

Das Verfestigdatum und die Charge-Nummer (ISO) sind auf den Behältern ersichtlich.

Technische Daten nach ISO 4823

Temperaturbereich: 23 °C/73 °F Raumtemperatur und 50% relative Feuchtigkeit. (Höhere Temperaturen reduzieren, niedrigere Temperaturen verlängern die Zeiten).

Mischzeit: 0,15 min
Totale Verarbeitungszeit: 3,00 min
Rückbildung nach dem Verfestigen: 99,8 %
Verformung unter Druck: 5,1 %
Dimensionsänderung linear: -0,2 %

Herusahebare Gebrauchsinformation

12-2018

Instructions for use EN

Definition
GI-MASK Automix New Formula is a medium viscosity, thixotropic and dimensionally stable dental impression material, based on an A-silicone for use in dentistry with an automatic mixing device, for the construction of gingival masks in dental laboratories.

Material type
Polyvinylsilicone, addition type, silicone elastomer.
Category: pink
Catalyst: white
ISO 4823, Typ 2, medium body consistency.

Indications

- Fast and accurate reconstruction of the complete contour of the gingiva around the preparation on the model. It is particularly suitable for single crowns, bridges, implants, combination and telescopic work.
- For implant techniques, the special viscosity allows the direct application of the model analog to the silicone. The production of a Lab Putty key is not necessary.
- For polyether impression techniques: application only on the described indirect technique. For direct technique: use Coltene G-Mask-C-Silicone, art. no. 8030.

Contra-indications

GI-MASK Automix New Formula should not be used for the fabrication of epitheses.

Effects secondary

Polysilvinilicone have a very good biological compatibility and no harmful reactions or secondary effects are known.


Interactions

The secretions cutaneous, the gants in latex and the surfaces contaminated by the gants in latex may influence the process of curing of polysilvinilicone. The same applies to preparations containing eugenol or other substances that affect the curing process.

Mélange et application de GI-MASK Automix New Formula

- Avant avoir ouvert la cartouche de retourne du distributeur COLTENE de 50/75 ml, y introduire le distributeur de Coltene Automix New Formula en le verifiant la plaque.
- Enlever le couvercle de sécurité de la cartouche.
- Appliquer le piston et presser un peu de matériau sur une serviette en papier jusqu'à ce que la cartouche soit bien remplie et homogène.
- Essayer l'ouverture de la cartouche avec une serviette en papier.
- Avant de faire mélange (Mixing Trip) sur l'ouverture de la cartouche et la fixer en faisant 1/4 de tour dans le sens horaire.

Clinical time



Contra-indications

This material can not be used for epitheses.

Side effects

Polyvinylsilicones have very good biological compatibility and no harmful reactions or secondary effects are known.

Interactions

skin secretion, latex gloves and surfaces contaminated by these gloves (teeth, preparations, extraction cords, etc.) may interfere with the setting process of polyvinylsilicones. Compounds containing eugenol or hemostatic substances can also impede perfect setting.

Mixing and application of GI-MASK Automix New Formula

- Insert the cartridge filled with GI-MASK Automix New Formula into the opened dispenser of the 50/75 ml COLTENE Dispenser. Close the release plate.
- Remove cartridge cap.
- Squeeze the trigger slowly and extrude a small quantity of base and catalyst on a paper towel until it is evident that both are flowing evenly.
- Remove any contamination with water.
- Set the mixing tip onto the cartridge and twist a ¼ turn clockwise to lock it in place.
- Place applicator tip on mixing tip.
- Eject material by pulling the trigger.
- After using the cartridge don't remove the mixing tip. This seals the cartridge until it is used again and prevents cross contamination.
- Only remove the mixing tip directly before the device to be used again.

Application 1: Indirect technique

- Build a mould by creating a crank around all parts of the model to be masked, using the material of the COLTENE Lab- Putty.
- Grind away a layer of material in those areas to be modelled in GI-MASK Automix New Formula.
- After the injection holes in the silicone mould from the palatal/lingual and lingual side. To avoid the gingiva mask also fill air vents into the prepared area.
- On the buccal/labial side. It is important to place the holes on mould around.
- On the buccal/labial side. It is important to place the holes on mould around.
- Afterwards working with the material of the COLTENE Lab-Putty evenly with GI-MASK Universal Separator and air dry for at least 5 minutes.
- Afterwards working on the sectioned and trimmed model.
- Hold material securely in place. Start injecting the material with mixing and application tip into the first hole (ie. palatal/lingual side) until the COLTENE G-Mask Automix New Formula is extruded from the hole on the opposite side (buccal/labial side).
- GI-MASK Automix New Formula will set in approximately 9 minutes, from the start of the mix. As soon as the GI-MASK Automix New Formula has set, carefully remove the matrix from the model.
- Cut the cutters in the area of the ink and outlet ducts and lift the GI-MASK Automix New Formula from the matrix using a scalpel.
- Remove any excess material with fine sieves, a surgical knife or a rotary instrument for silicones (ie. Trimmer for silicones, Art.No. 8075).
- The gingival mask can now be removed safely from the model and repositioned.

Application 2: Direct technique

- Remove the impression with running, luke-warm water, clean and dry the model.
- Apply spray the material with pressure using GI-MASK Automix Separator and air dry for at least 5 minutes. Inject GI-MASK Automix New Formula directly in the impression.
- Springe around the model analog (implantology) up to 5 mm by using the application tip.
- Wait until GI-MASK Automix New Formula has set in about 9 minutes, from the start of the mix.
- Use the impression with plaster.
- Remove the material from the model.
- Remove any excess material with fine sieves, a surgical knife or a rotary instrument for silicones (ie. Trimmer for silicones, Art.No. 8075).
- The gingival mask can now be removed safely from the model and repositioned.

Shelf life and storage

GI-MASK Automix New Formula fulfills the intended purpose at least until the expiry date which is stored at room temperature, avoiding exposure to direct sunlight or other heat sources.

Marking

The expiry date and ISO number are shown on the package and cartridge.

Technical data ISO 4823

Temperature range: 23 °C/73 °F room temperature and 50% relative humidity. (Higher temperatures shorten and low temperatures lengthen the times)

Mixing time: 0,15 min
Total working time: 3,00 min
Recovery after deformation: 99,8 %
Dimensional change: 5,1 %

Applied to dentists and dental laboratories or upon their instructions.

Überschüsse und Pressfriem mit einer Feinseife, einem Skalpell oder rotierendem Instrument für Silikonlötlitze (z.B. Fräser für Silikon, Art.Nr. 8075) mit niedriger Drehzahl entfernen.

Die Zahntechnikstücke kann nun einfach vom Meistermodell entfernt und wieder repositioniert werden.

Halbhartigkeit und Lagerung

Das Verfestigungsverhalten des vorgeschriebenen Mindestens bis zum Verfestigdatum, das auf den Behältern angegeben ist, bei gut verschlossenen Behältern. Material ist bei normaler Zimmertemperatur aufzubewahren. Hitze und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Markierung

Das Verfestigdatum und die Charge-Nummer (ISO) sind auf den Behältern ersichtlich.

Technische Daten nach ISO 4823

Temperaturbereich: 23 °C/73 °F Raumtemperatur und 50% relative Feuchtigkeit. (Höhere Temperaturen reduzieren, niedrigere Temperaturen verlängern die Zeiten).

Mischzeit: 0,15 min
Totale Verarbeitungszeit: 3,00 min
Rückbildung nach dem Verfestigen: 99,8 %
Verformung unter Druck: 5,1 %
Dimensionsänderung linear: -0,2 %

Herusahebare Gebrauchsinformation

12-2018

Instructions for use EN

Definition
GI-MASK Automix New Formula is a medium viscosity, thixotropic and dimensionally stable dental impression material, based on an A-silicone for use in dentistry with an automatic mixing device, for the construction of gingival masks in dental laboratories.

Material type
Polyvinylsilicone, addition type, silicone elastomer.
Category: pink
Catalyst: white
ISO 4823, Typ 2, medium body consistency.

Indications

- Fast and accurate reconstruction of the complete contour of the gingiva around the preparation on the model. It is particularly suitable for single crowns, bridges, implants, combination and telescopic work.
- For implant techniques, the special viscosity allows the direct application of the model analog to the silicone. The production of a Lab Putty key is not necessary.
- For polyether impression techniques: application only on the described indirect technique. For direct technique: use Coltene G-Mask-C-Silicone, art. no. 8030.

Contra-indications

GI-MASK Automix New Formula should not be used for the fabrication of epitheses.

Effects secondary

Polysilvinilicone have a very good biological compatibility and no harmful reactions or secondary effects are known.

Interactions

The secretions cutaneous, the gants in latex and the surfaces contaminated by the gants in latex may influence the process of curing of polysilvinilicone. The same applies to preparations containing eugenol or other substances that affect the curing process.

Mélange et application de GI-MASK Automix New Formula

- Avant avoir ouvert la cartouche de retourne du distributeur COLTENE de 50/75 ml, y introduire le distributeur de Coltene Automix New Formula en le verifiant la plaque.
- Enlever le couvercle de sécurité de la cartouche.
- Appliquer le piston et presser un peu de matériau sur une serviette en papier jusqu'à ce que la cartouche soit bien remplie et homogène.
- Essayer l'ouverture de la cartouche avec une serviette en papier.
- Avant de faire mélange (Mixing Trip) sur l'ouverture de la cartouche et la fixer en faisant 1/4 de tour dans le sens horaire.

Aplicazione 2: Tecnica diretta

- Pulire e disinfettare l'impronta secondo le istruzioni del produttore.
- Spruzzare uniformemente GI-MASK Universal Separator sull'intera impronta e lasciare asciugare per almeno 5 minuti.
- Iniettare GI-MASK Automix New Formula direttamente nell'impronta. In alternativa, applicare con gli appositi puntali il materiale per circa 30 minuti in altezza attorno all'analogo.
- Attendere l'indurimento di GI-MASK Automix New Formula (circa 9 minuti dall'inizio della miscelazione).
- Una volta indurimento completo l'impronta con gesto di lift class.
- Do dopo l'indurimento, rimuovere con precauzione l'impronta dal modello.
- Eliminare l'eccesso di materiale in eccesso con forbicine, bisturi o strumento rotante per il silicone.
- Agora, la maschera gingivale deve separare del modello maestro e riposizionare.

Utilisation 1: Technique indirecte

- Construire un moule en créant une courbe autour de toutes les zones à reproduire du modèle non scié.
- Réduire avec une fraise les zones du modèle maître à reproduire avec GI-MASK Automix New Formula.
- Après avoir fait des trous de injection dans la zone palatine/linguale de la cef du silicone. Pour éviter que le masque gingival n'augmente de volume, faire en plus des trous de évacuation de l'air dans la zone buccale/labiale.
- Faire un ou plusieurs trous d'injection dans la zone palatine/linguale de la cef du silicone. Pour éviter que le masque gingival n'augmente de volume, faire en plus des trous de évacuation de l'air dans la zone buccale/labiale.
- Après avoir fait des trous d'injection dans la zone palatine/linguale de la cef du silicone. Pour éviter que le masque gingival n'augmente de volume, faire en plus des trous de évacuation de l'air dans la zone buccale/labiale.
- Après avoir fait des trous d'injection dans la zone palatine/linguale de la cef du silicone. Pour éviter que le masque gingival n'augmente de volume, faire en plus des trous de évacuation de l'air dans la zone buccale/labiale.
- Après avoir fait des trous d'injection dans la zone palatine/linguale de la cef du silicone. Pour éviter que le masque gingival n'augmente de volume, faire en plus des trous de évacuation de l'air dans la zone buccale/labiale.
- Après avoir fait des trous d'injection dans la zone palatine/linguale de la cef du silicone. Pour éviter que le masque gingival n'augmente de volume, faire en plus des trous de évacuation de l'air dans la zone buccale/labiale.

Durata e conservazione

GI-MASK Automix New Formula adempie allo scopo previsto fino alla data di scadenza indicata nel modulo maestro. La confezione di partenza deve essere conservata in un ambiente a normale temperatura ambiente, evitando l'esposizione alla luce solare diretta o ad altre sorgenti di calore.

Marcaturo

La data di scadenza e il numero di ISO sono indicati sulle confezioni.

Dati tecnici secondo la ISO 4823

Le misurazioni sono state eseguite alla temperatura ambiente di 23 °C/73 °F e umidità relativa del 50%. (Le temperature più elevate riducono i tempi, quelle più basse le aumentano).

Tempo di miscelazione: 0,15 min
Tempo totale di lavorazione: 3,00 min
Recupero dopo deformazione: 99,8 %
Definizione di deformazione: 5,1 %
Modifica dimensionale lineare: -0,2 %

Utilisation 2: Technique directe

- Nettoyer et désinfecter l'impression conformément aux indications du fabricant.
- Pulvériser GI-MASK Universal Separator en une couche régulière sur toute la surface de l'impronta. Laisser sécher pendant au moins 5 minutes. Injecter GI-MASK Automix New Formula directement dans l'impronta.
- Utiliser l'aplicateur, injecter le produit autour des analogues (en implantologie) à une hauteur d'environ 30 minutes.
- Attendre environ 9 minutes à partir du début du mélange que GI-MASK Automix New Formula soit polymérisé.
- Après avoir fait des trous d'injection dans la zone palatine/linguale de la cef du silicone. Pour éviter que le masque gingival n'augmente de volume, faire en plus des trous de évacuation de l'air dans la zone buccale/labiale.
- Après avoir fait des trous d'injection dans la zone palatine/linguale de la cef du silicone. Pour éviter que le masque gingival n'augmente de volume, faire en plus des trous de évacuation de l'air dans la zone buccale/labiale.
- Après avoir fait des trous d'injection dans la zone palatine/linguale de la cef du silicone. Pour éviter que le masque gingival n'augmente de volume, faire en plus des trous de évacuation de l'air dans la zone buccale/labiale.
- Après avoir fait des trous d'injection dans la zone palatine/linguale de la cef du silicone. Pour éviter que le masque gingival n'augmente de volume, faire en plus des trous de évacuation de l'air dans la zone buccale/labiale.

Stabilität et stockage

GI-MASK Automix New Formula erfüllt die intendierte purpose at least until the expiry date which is stored at room temperature, avoiding exposure to direct sunlight or other heat sources.

Caratteristiche tecniche secondo ISO 4823

Le misure sono state eseguite alla temperatura ambiente di 23 °C/73 °F e un'umidità relativa del 50%. (Le temperature più elevate riducono i tempi, quelle più basse le aumentano).

Tempo de melange: 0,15 min
Tempo de traitement total: 3,00 min
Recupero após a deformação: 99,8 %
Definição de deformação: 5,1 %
Alteração dimensional linear: -0,2 %

Tempos clínicos

Aplicado a dentistas e laboratórios dentários ou sob suas instruções.

Edición do modo emprego

12-2018

Instruzioni d'uso IT

Definizione
GI-MASK Automix New Formula è un silicone di tipo A (media viscosità), itissotropico e dimensionalmente stabile, autocurante, indicato per la simulazione dei tessuti gengivali su modelli di lavoro.

Tipo di materiale
Polivinilsilicone, silicone per addizione.
Base: rosa
Catalizzatore: bianco
ISO 4823, Typ 2, medium body consistency.

Indicazioni

- Recostruzione rapida e precisa del contorno completo de la area alrededor de la preparación en el modelo maestro. Resulta particularmente adecuado para coronas, puentes, protesis, implantes, trabajos combinados y telescopicos.
- En rehabilitaciones con implantes, el material puede aplicarse directamente alrededor del analogo del modelo de forma rapida gracias a su viscosidad especial. Esto hace que no sea necesario elaborar una clave de silicona (p.ej. con COLTENE Lab-Putty).
- Para impresiones de polieter: indicacion con la técnica indirecta descrita en el "Aplicacion 1: Técnica indirecta". Para la técnica directa, utilizar Coltene G-Mask C-Silicono, art. no. 8030.

Contra-indicaciones

El material no está autorizado para la confección de epiteses.

Efectos secundarios

Los polivinilsilicones tienen características excelentes de compatibilidad; hasta el momento no se conocen efectos secundarios adversos en los usuarios.

Interacciones

Las secreciones cutáneas, los guantes de látex y las superficies contaminadas por ellos (guantes, extractores de cables, etc.) pueden interferir con el proceso de polimerización de los polivinilsilicones. Los compuestos con eugenol, así como algunos hemostáticos, también pueden impedir una polimerización perfecta.

Mezclado y aplicación de GI-MASK Automix New Formula

- Inserte el cartucho lleno de GI-MASK Automix New Formula en la placa de retención del dispensador COLTENE de 50/75 ml. Cierre la placa de retención.
- Quite la tapa de seguridad del cartucho.
- Apriete lentamente el gatillo y expulse una pequeña cantidad de base y de catalizador hasta que se vea que ambos fluyen por igual.
- Limpie la apertura del cartucho con un paño.
- Asiente a bico de mistura (mixing trip) na abertura do cartucho e fixá-o dando 1/4 de volta no sentido dos ponteiros do relógio.
- Aspire a mistura de polimerização com o manipulador de pressão.
- Expresse o material para uma actuação uniforme do manipulo de pressão.
- Depois do uso não tirar o bico de mistura. Este serve como fecho até a utilização de outro modelo.
- Antes do uso seguinte, tirar o bico de mistura e substituí-lo por um novo.

Aplicación 1: Técnica indirecta

- Crear una clave de silicona (por ejemplo, de COLTENE LabPutty) que cubra todas las áreas del modelo no serrado que se pretenden reproducir.
- Al área de modelo maestro que se pretenden reproducir, aplicar GI-MASK Automix New Formula después de ser reducidas con una frasa de gesso.
- Na área palatino-lingual da chave de silicone fabricar um ou vários furos de injeção para evitar que o molde mestre aumente de volume. Além disso, fazer furos de escape de ar no lado bucal-labial. É importante que os furos se encontrem na área preparada.
- Pulverize toda a superfície da chave preparada (p.e. Coltene Lab Putty) de forma a assegurar um enchimento uniforme do molde mestre.
- Após a fazer dos buracos de injeção na zona palatina/lingual de la cef do silicone. Para evitar que a máscara gingival não aumente de volume, fazer em mais dos buracos de escape de ar na zona bucal-labial.
- Após a fazer dos buracos de injeção na zona palatina/lingual de la cef do silicone. Para evitar que a máscara gingival não aumente de volume, fazer em mais dos buracos de escape de ar na zona bucal-labial.
- Após a fazer dos buracos de injeção na zona palatina/lingual de la cef do silicone. Para evitar que a máscara gingival não aumente de volume, fazer em mais dos buracos de escape de ar na zona bucal-labial.
- Após a fazer dos buracos de injeção na zona palatina/lingual de la cef do silicone. Para evitar que a máscara gingival não aumente de volume, fazer em mais dos buracos de escape de ar na zona bucal-labial.

Aplicación 2: Técnica directa

- Limpiar y desinfectar la impresión según las indicaciones del fabricante.
- Pulverizar toda a impressão de forma uniforme com Separador Universal GIMASK e deixar secar por pelo menos 5 minutos. Injetar GI-MASK Automix New Formula diretamente na impressão.
- Utilizar o aplicador, injetar o produto ao redor dos análogos (em implatologia) a uma altura de 30 minutos.
- Aguardar que a GI-MASK Automix New Formula seja fixada em cerca de 9 minutos, desde o início da mistura.
- Após a fazer dos buracos de injeção na zona palatina/lingual de la cef do silicone. Para evitar que a máscara gingival não aumente de volume, fazer em mais dos buracos de escape de ar na zona bucal-labial.
- Após a fazer dos buracos de injeção na zona palatina/lingual de la cef do silicone. Para evitar que a máscara gingival não aumente de volume, fazer em mais dos buracos de escape de ar na zona bucal-labial.
- Após a fazer dos buracos de injeção na zona palatina/lingual de la cef do silicone. Para evitar que a máscara gingival não aumente de volume, fazer em mais dos buracos de escape de ar na zona bucal-labial.
- Após a fazer dos buracos de injeção na zona palatina/lingual de la cef do silicone. Para evitar que a máscara gingival não aumente de volume, fazer em mais dos buracos de escape de ar na zona bucal-labial.

Stabilität und Lagerung

GI-MASK Automix New Formula erfüllt die intendierte purpose at least until the expiry date which is stored at room temperature, avoiding exposure to direct sunlight or other heat sources.

Caratteristiche tecniche secondo ISO 4823

Le misure sono state eseguite alla temperatura ambiente di 23 °C/73 °F e un'umidità relativa del 50%. (Le temperature più elevate riducono i tempi, quelle più basse le aumentano).

Tempo de melange: 0,15 min
Tempo de tratamento total: 3,00 min
Recupero após a deformação: 99,8 %
Definição de deformação: 5,1 %
Alteração dimensional linear: -0,2 %

Tempos clínicos

Aplicado a dentistas e laboratórios dentários ou sob suas instruções.

Edição do modo emprego

12-2018

Instruzioni d'uso IT

Definizione
GI-MASK Automix New Formula è un silicone di tipo A (media viscosità), itissotropico e dimensionalmente stabile, autocurante, indicato per la simulazione dei tessuti gengivali su modelli di lavoro.

Tipo di materiale
Polivinilsilicone, silicone per addizione.
Base: rosa
Catalizzatore: bianco
ISO 4823, Typ 2, medium body consistency.

Indicazioni

- Recostruzione rapida e precisa del contorno completo de la area alrededor de la preparación en el modelo maestro. Resulta particularmente adecuado para coronas, puentes, protesis, implantes, trabajos combinados y telescopicos.
- En rehabilitaciones con implantes, el material puede aplicarse directamente alrededor del analogo del modelo de forma rapida gracias a su viscosidad especial. Esto hace que no sea necesario elaborar una clave de silicona (p.ej. con COLTENE Lab-Putty).
- Para impresiones de polieter: indicacion con la técnica indirecta descrita en el "Aplicacion 1: Técnica indirecta". Para la técnica directa, utilizar Coltene G-Mask C-Silicono, art. no. 8030.

Tempo de mezcla

0,15 min
Tempo total de trabajo: 3,00 min
Recuperación tras deformación: 99,8 %
Definición de deformación: 5,1 %
Modificación dimensional lineal: -0,2 %

Fecha de edición de las instrucciones

12-2018</

