






Dispenser 1:1/2:1



Dispenser 4:1/10:1



3M Deutschland GmbH
Health Care Business
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss – Germany



3M, ESPE, Garant and Protemp are trademarks of 3M or 3M Deutschland GmbH. Used under license in Canada. © 2019, 3M. All rights reserved.

3M, ESPE, Garant et Protemp sont des marques de commerce de 3M ou 3M Deutschland GmbH. Utilisées sous licence au Canada. © 2019, 3M. Tous droits réservés

ENGLISH

General
These Instructions for Use should be kept for the duration of product use. The product may only be used when the product labeling is clearly readable. For details on all additionally mentioned products please refer to the corresponding Instructions for Use.

Intended Purpose
Intended users: educated dental professionals, e.g., general dentists, dental assistants, dental hygienists, who have theoretical and practical knowledge on usage of dental products.

Use of the Mixing Tip
Please refer to the Instructions for Use of the Impression Material to choose the correct Mixing Tip.

Cleaning and Disinfection of the Garant Dispenser

Make sure that the cleaning and disinfection agents you have chosen do not contain any of the following materials:

- Oxidizing agents (e.g., hydrogen peroxides)
- Oil
- Glutaraldehydes

Use only validated methods for cleaning and disinfection.
Use solely cleaning and disinfection agents tested for efficacy and compatibility with the medical device (e.g., FDA certification). CavWipes™ have been tested for use as a cleaning and disinfection agent. Always observe all applicable legal and hygiene regulations for dental offices and/or hospitals.

General
The following procedure should be applied after use or before any subsequent use. The Garant Dispenser must first be cleaned manually and, after cleaning, be manually disinfected in accordance with the following instructions.

Manual Cleaning by Wiping
► Clean the Garant Dispenser after every application with ready-to-use disinfectant wipes (e.g., CavWipes™ based on the active substances alcohols and quaternary compounds) or equivalent cleaning agents. Follow the cleaning agent manufacturer's directions for use.
► Continue wiping the dispenser with the wipes until no contamination is visible.
► Special care must be exercised in cleaning the grooves.

Manual Disinfection by Wiping (Intermediate Level Disinfection)
► Disinfect the dispenser with ready-to-use disinfectant wipes (e.g., CavWipes™ based on the active substances alcohols and quaternary compounds) or equivalent disinfection agents. Follow the cleaning agent manufacturer's directions for use, observing in particular the contact times.
► Disinfect the Garant Dispenser for three minutes using at least one new disinfectant wipe. Keep all surfaces of the entire Garant Dispenser moist during the three-minute period.
► Special care must be exercised in disinfecting the grooves.

Inspection, Maintenance, Testing
► Examine the Garant Dispenser for damage, discoloration, and contamination before every use.
► Do not use damaged devices under any circumstances. If the Garant Dispenser is not visibly clean, repeat the reprocessing procedure.

Notes
• Please report a serious incident occurring in relation to the device to 3M and the local competent authority (EU) or local regulatory authority.
• Garant Mixing Tips: Purple, Yellow, Green, Blue, White. Garant Intra-oral Tips: White, Yellow and Blue are single-use devices and would be damaged when removing set impression material.
• When reattaching Garant Intra-oral Tips, the proper fit of the tip on the mixing tip cannot be ensured.
• Please keep the single-use accessory in the original bag to guarantee the traceability of the batch.

Disposal
Dispose of the contents or container in accordance with the applicable regulations. Please pay special attention to the disposal of contaminated waste to avoid health risks because of improper handling.

Symbol Glossary

Reference Number and Symbol Title	Symbol	Description of Symbol
ISO 15223-1 5.1.1 Manufacturer		Indicates the medical device manufacturer as defined in EU Directives 90/385/EEC, 93/42/EEC and 98/79/EC.
ISO 15223-1 5.1.3 Date of Manufacture		Indicates the date when the medical device was manufactured.
ISO 15223-1 5.1.4 Use-by date		Indicates the date after which the medical device is not to be used.
ISO 15223-1 5.1.5 Batch code		Indicates the manufacturer's batch code so that the batch or lot can be identified.
ISO 15223-1 5.1.6 Catalogue number		Indicates the manufacturer's catalogue number so that the medical device can be identified.
ISO 15223-1 5.4.2 Do not re-use		Indicates a medical device that is intended for one use or for use on a single patient during a single procedure.
ISO 15223-1 5.4.4 Caution		Indicates the need for the user to consult the instructions for use for important cautionary information such as warnings and precautions that cannot, for a variety of reasons, be presented on the medical device itself.

Reference Number and Symbol Title	Symbol	Description of Symbol
CE Mark		Indicates conformity to European Union Medical Device Regulation or Directive.
Medical Device		Indicates the item is a medical device.
Rx Only		Indicates that U.S. Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional. 21 Code of Federal Regulations (CFR) sec. 801.109(b)(1).
Recycle		Indicates packaging is recyclable with mixed paper.
Low-density polyethylene		Indicates plastic component made of low-density polyethylene is recyclable.
Green Dot		Indicates a financial contribution to national packaging recovery company per European Directive No. 94/62 and corresponding national law. Packaging Recovery Organization Europe.

Information valid as of August 2019

DEUTSCH

Allgemeines
Diese Gebrauchsinformation ist für die Dauer der Verwendung des Produktes aufzubewahren. Das Produkt darf nur angewendet werden, wenn die Produktkennzeichnung eindeutig lesbar ist. Für Details zu allen zusätzlich erwähnten Produkten siehe jeweilige Gebrauchsinformation.

Zweckbestimmung
Vorgesehene Anwender: Ausgebildetes Fachpersonal, z.B. Zahnärzte/innen, Zahnärztinnen/innen, Dental-Hygieniker/innen, die über theoretische und praktische Kenntnisse im Umgang mit Dentalprodukten verfügen.

Verwendung der Mischkanäle
Zur Verwendung der richtigen Mischkanäle, bitte die Gebrauchsinformation des Abformmaterials beachten.

Reinigung und Desinfektion des Garant Dispensers
Warnhinweise
Bei der Auswahl der Reinigungs- und Desinfektionsmittel darauf achten, dass folgende Bestandteile nicht enthalten sind:
► Oxidationsmittel (z.B. Wasserstoffperoxid)
• Öle
• Glutaraldehyde

Zur Reinigung und Desinfektion ausschließlich geprüfte Verfahren anwenden.
Nur Reinigungs- und Desinfektionsmittel verwenden, deren Wirksamkeit und Kompatibilität mit dem verwendeten Medizinprodukt getestet wurde (z.B. FDA-Zulassung). Das getestete Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind CavWipes™ (Zulassung). Als getestete Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind CavWipes™ Tücher. Als getesteten gesetzlichen und hygiene-technischen Vorschriften für Zahnarztpraxen bzw. Krankenhäuser sind zu beachten.

Allgemeine Grundlagen
Das folgende Verfahren soll nach Verwendung bzw. vor jeder weiteren Verwendung durchgeführt werden. Der Garant Dispenser ist gemäß nachfolgender Beschreibung zunächst manuell zu reinigen und im Anschluss an die Reinigung manuell zu desinfizieren.

Manuelle Reinigung mittels Wischmethode
► Die Reinigung erfolgt nach der Anwendung des Garant Dispensers mittels gebrauchsfertigen Wischesinfektionstüchern (z.B. CavWipes™ Wirkstoffbasis sind Alkohole und quaternäre Ammoniumverbindungen) oder ein gleichwertiges Mittel verwenden. Alle Anweisungen des Herstellers des Reinigungsmittels sind zu befolgen.
► So lange reinigen, bis keine Verschmutzungen mehr sichtbar sind.
► Insbesondere darauf achten, dass alle Füllen sauber sind.

Manuelle Desinfektion mittels Wischmethode (Intermediate Level Desinfection)
► Die Desinfektion erfolgt mittels gebrauchsfertigen Wischesinfektionstüchern (z.B. CavWipes™ Wirkstoffbasis sind Alkohole und quaternäre Ammoniumverbindungen) oder ein gleichwertiges Mittel verwenden. Alle Anweisungen des Herstellers des Reinigungsmittels, insbesondere bezüglich der Kontaktzeit, sind zu befolgen.
► Den Garant Dispenser drei Minuten mit mindestens einem neuen Wischesinfektionstuch desinfizieren. Dabei den Garant Dispenser an allen Stellen über die Zeit von drei Minuten feucht halten.
► Insbesondere darauf achten, dass alle Füllen desinfiziert sind.

Kontrolle, Wartung, Prüfung
► Den Garant Dispenser vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen, Verformungen und Verunreinigungen überprüfen.
► Beschädigte Produkte keinesfalls weiterverwenden. Sollte der Garant Dispenser nicht sichtbar sauber sein, den Vorgang der Wiederaufbereitung wiederholen.

Hinweise
• Bitte melden Sie ein schwerwiegendes Vorkommnis, das im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, an 3M und die lokale zuständige Behörde (EU) oder der lokalen Regulierungsbehörde.
• Garant Mischkanülen (Lila, Gelb, Grün, Blau, Weiß, Garant Applikationsdispen- Weiß, Gelb und Blau sind Einmalprodukte und würden bei Entfernung der abgegebundenen Abformmasse beschädigt.
• Beim Wiedereinsetzen von Garant Intra-oral Tips kann der korrekte Sitz auf den Mischer nicht sichergestellt werden.
• Bitte das Einmalprodukt in der Originalverpackung aufbewahren, um die Rückverfolgbarkeit der Charge (LOT) zu gewährleisten.

Entsorgung
Den Inhalt oder Behälter den geltenden Vorschriften entsprechend entsorgen. Bitte achten Sie besonders auf die Entsorgung kontaminierter Abfälle, um Gesundheitsrisiken durch unsachgemäßen Umgang zu vermeiden.

Symbol-Glossar

Referenznum- mer und Sym- bottitel	Symbol	Symbolbeschreibung
ISO 15223-1 5.1.1 Hersteller		Zeigt den Hersteller des Medizinproduktes nach den EU-Richtlinien 90/385/EWG, 93/42/EWG und 98/79/EG an.
ISO 15223-1 5.1.3 Herstellungsda- tum		Zeigt das Herstellungsdatum des Medizinproduktes an.
ISO 15223-1 5.1.4 Verwendbar bis		Zeigt das Datum an, nach dem das Medizinprodukt nicht mehr verwendet wer- den darf.
ISO 15223-1 5.1.5 Chargennummer		Zeigt die Chargenbezeichnung des Herstellers an, sodass die Charge oder das Los identifiziert werden kann.
ISO 15223-1 5.1.6 Bestellnummer		Zeigt die Bestellnummer des Herstellers an, sodass das Medizinprodukt identifiziert wer- den kann.
ISO 15223-1 5.4.2 Keine Wiederver- wendung		Verweist auf ein Medizinprodukt, das für den einmaligen Gebrauch oder den Gebrauch an einem einzelnen Patienten während einer einzelnen Behandlung vorgesehen ist.
ISO 15223-1 5.4.4 Warnhinweise		Verweist auf die Notwendigkeit für den Anwender, die Gebrauchsinformation auf wichtige sicherheitsbezogene Angaben, wie Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen durchzusehen, die aus einer Vielzahl von Gründen nicht auf dem Medizinprodukt selbst angebracht werden können.
CE-Zeichen		Zeigt die Konformität mit der Europäischen Medizinprodukte-Richtlinie oder -Verordnung an.
Medizinprodukt		Zeigt an, dass dieses Produkt ein Medizinprodukt ist.
Rx Only		Zeigt an, dass das U.S.-Bundesgesetz den Verkauf dieses Produkts durch zahnmedi- zisches Fachpersonal oder auf deren Anordnung einschränkt.
Recyceln		Weist darauf hin, dass die Verpackung als Mischpapier recycelbar ist.
Polyethylen mit geringer Dichte		Gibt die aus Polyethylen mit geringer Dichte bestehende recycelbare Kunststoffkompo- nente an.
Grüner Punkt		Zeigt einen finanziellen Beitrag zum Dualen System für die Rückgewinnung von Verpa- ckungen nach der Europäischen Verord- nung No. 94/62 und den zugehörigen nationalen Gesetzen an.

Stand der Information: August 2019

FRANÇAIS

Généralités
Le présent mode d'emploi doit être conservé pendant toute la durée d'utilisation du produit. N'utilisez pas le produit si l'étiquette du conditionnement est illisible. Pour tous les autres produits mentionnés ici, veuillez vous reporter aux modes d'emploi correspondants.

Utilisation prévue
Utilisateurs ciblés : professionnels qualifiés du secteur dentaire, comme les chirurgiens-dentistes généralistes, les assistants/assistantes et les hygiénistes dentaires (selon la législation du pays) qui possèdent des connaissances théoriques et pratiques en matière d'utilisation des produits dentaires.

Utilisation de la canule de mélange
Pour utiliser la bonne canule de mélange, veuillez consulter le mode d'emploi du matériau d'empreinte.

Nettoyage et désinfection du pistolet Garant
Attention
Lors du choix d'un moyen de nettoyage et de désinfection, prendre garde que celui-ci ne contienne aucun des composants suivants :
• agents oxydants (peroxydes d'hydrogène, par exemple)
• huiles
• glutaraldehydes

N'appliquer que des procédés testés pour le nettoyage et la désinfection.
N'utiliser que des moyens de nettoyage et de désinfection dont l'efficacité et la compatibilité ont été testées avec le dispositif médical utilisé (homologation FDA, par exemple). Les chiffons CavWipes™ ont été testés comme moyen de nettoyage et de désinfection. Veiller à respecter toutes les prescriptions légales et de technique d'hygiène en vigueur dans les cabinets dentaires et/ou les hôpitaux.

Généralités
Veuillez respecter la procédure suivante après utilisation ou avant chaque utilisation ultérieure. Tout d'abord, nettoyer manuellement le pistolet Garant conformément à la description suivante et, ensuite, désinfecter manuellement.

Nettoyage manuel selon la méthode d'essuyage
► Nettoyer le pistolet Garant après chaque application à l'aide de chiffons de désinfection prêts à l'utilisation (utiliser les chiffons CavWipes™ contenant

des substances actives à base d'alcool et des composés quaternaires) ou un produit nettoyant de même qualité. Suivre les instructions du fabricant du moyen de nettoyage.

► Nettoyer le pistolet jusqu'à ce que l'on ne voie plus de salissures.
► Veiller en particulier à ce que les rainures soient toutes propres.

Désinfection manuelle selon la méthode d'essuyage (intermédiaire Level Disinfection)
► Désinfecter le pistolet à l'aide de chiffons de désinfection prêts à l'utilisation (utiliser les chiffons CavWipes™ contenant des substances actives à base d'alcool et des composés quaternaires) ou un désinfectant de même qualité. Suivre les instructions du fabricant quant au moyen de nettoyage, en particulier celles concernant la durée de contact.
► Désinfecter le pistolet Garant pendant trois minutes avec au moins une nouvelle lingette désinfectante. Pendant la durée de trois minutes, maintenir le pistolet Garant humide à tous les endroits.
► Veiller en particulier à ce que les rainures soient toutes désinfectées.

Contrôle, maintenance, essai
► Avant chaque utilisation, vérifier que le pistolet Garant ne présente ni dommage, ni décoloration, ni contamination.
► Ne réutiliser en aucun cas le dispositif médical endommagé. Si le pistolet Garant n'est pas visiblement propre, répéter l'opération de préparation avant utilisation.

Remarques
• Veuillez signaler tout incident majeur survenu avec le produit à 3M ainsi qu'aux autorités locales compétentes (UE) ou aux autorités nationales de régulation.
• Embouts mélangeurs Garant violet, jaune, vert, bleu, blanc, embouts intra-sculaires Garant blanc, jaune et bleu sont des dispositifs à usage unique et seront endommagés lors du retrait du matériau d'empreinte.
• Lors de la remise en place des embouts intra-sculaires Garant, rien ne garantit la bonne adaptation de l'embout sur l'embout mélangeur.
• Veuillez conserver l'accessoire à usage unique dans son sachet d'origine afin de garantir la traçabilité du lot.

Élimination
Éliminer le contenu ou le contenant conformément à la réglementation en vigueur. Veillez à l'élimination correcte des déchets contaminés afin d'éviter tout risque sanitaire dû à une mauvaise manipulation.

Symboles – glossaire

Número de referencia y título del símbolo	Símbolo	Descripción del símbolo
ISO 15223-1 5.1.1 Fabricante		Indique le fabricant du dispositif médical selon les directives UE 90/385/CEE, 93/42/CEE et 98/79/CE.
ISO 15223-1 5.1.3 Date de fabrication		Indique la date à laquelle le dispositif médical a été fabriqué.
ISO 15223-1 5.1.4 A utiliser avant		Indique la date après laquelle le dispositif médical ne peut plus être utilisé.
ISO 15223-1 5.1.5 Lot		Indique la désignation de lot du fabricant de façon que le lot puisse être identifié.
ISO 15223-1 5.1.6 Numéro de référence		Indique le numéro de référence du produit de façon à identifier le dispositif médical.
ISO 15223-1 5.4.2 Pas de réutilisation		Renvoie à un dispositif médical qui est prévu pour une seule utilisation ou dont l'utilisation ne peut se faire que sur un seul patient pendant un seul traitement.
ISO 15223-1 5.4.4 Attention		Renvoie à la nécessité pour l'utilisateur de consulter le mode d'emploi fournissant des données importantes liées à la sécurité comme les consignes d'avertissement et les mesures de précaution qui, pour un grand nombre de raisons, ne peuvent pas être apposées sur le dispositif médical même.
Marque CE		Signale la conformité du dispositif avec la directive ou la réglementation de l'Union européenne en matière de dispositifs médicaux.
Dispositif médical		Stipule que le dispositif est un dispositif médical.
Rx Only		Signale que conformément aux lois fédérales en vigueur aux États-Unis, ce dispositif ne peut être vendu que par ou sur prescription d'un professionnel dentaire.
Recyclage		Indique que l'emballage est recyclable avec du papier mâché.
Polyéthylène haute densité		Indique qu'un composant plastique en polyéthylène haute densité est recyclable.
Point vert		Signale que le fabricant du produit participe financièrement à la collecte, au tri et au recyclage des emballages conformément à la directive européenne 94/62 et aux autres réglementations locales en vigueur.

ITALIANO

Informazioni generali
Le istruzioni per l'uso del prodotto devono essere conservate per l'intera durata di utilizzo del prodotto stesso. Il prodotto può essere usato solo se l'etichettatura è chiaramente leggibile. Per ulteriori informazioni su tutti i prodotti menzionati consultare le rispettive istruzioni per l'uso.

Destinazione d'uso
Utilizzatori previsti: odontoiatri e odontotecnici, per esempio dentisti generici, assistenti e igienisti dentali, che siano in possesso delle conoscenze teoriche e pratiche sull'uso dei prodotti dentali.

Uso del puntale di miscelazione
Si prega di fare riferimento alle informazioni per l'uso del materiale da impronte per selezionare il puntale di miscelazione giusto.

Pulizia e disinfezione del dispenser Garant

Attenzione
Quando si sceglie il detergente e disinfectante, accertarsi che non contengano uno dei seguenti componenti:
• agenti ossidanti (es. perossidi di idrogeno)
• oli
• glutaraldeidi

Per la pulizia e la disinfezione usare esclusivamente procedure validate.
Utilizzare solo agenti detergenti e disinfectanti la cui efficacia e compatibilità con il dispositivo medico usato (per esempio omologazione FDA) siano state testate. Le salviette CavWipes™ sono state testate per l'uso come agente detergente e disinfectante. Rispettare sempre tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in tema di igiene applicabili e vigenti per gli studi dentistici e/o gli ospedali.

Informazioni generali
Eseguire la seguente procedura dopo l'uso o prima di ogni ulteriore utilizzo. Il dispenser Garant deve essere pulito inizialmente a mano e deve essere disinfectato a mano dopo la pulizia come specificato nella seguente descrizione.

Pulizia manuale con metodo detergente con panno
► Dopo l'applicazione del dispenser Garant la pulizia si effettua utilizzando salviette disinfettanti usa e getta (ad esempio, la base del principio attivo CavWipes™ sono alcol e composti di ammonio quaternario) o utilizzare un detergente equivalente. Seguire le istruzioni per l'uso del produttore del detergente.
► Pulire il dispenser fino alla scomparsa di tutte le impurità.
► Accertarsi in particolare che siano puliti tutti gli incavi.

Disinfezione manuale con metodo disinfettante con panno (disinfezione Livello Intermedio)
► La disinfezione si effettua con salviette disinfettanti usa e getta (ad esempio, la base del principio attivo CavWipes™ sono alcol e composti di ammonio quaternario) o utilizzare un disinfettante equivalente. Seguire le istruzioni per l'uso del produttore del disinfettante, in particolare quelle relative ai tempi di contatto.
► Disinfettare il dispenser Garant per tre minuti con almeno un nuovo panno disinfettante. Mantenere umide tutte le superfici del dispenser Garant durante i tre minuti.
► Accertarsi in particolare che tutti gli incavi siano disinfettati.

Controllo, manutenzione, verifica
► Prima di ogni utilizzo, verificare la presenza nel dispenser Garant di eventuali danni, discolorazione e impurità.
► Non riutilizzare mai dispositivi dannati. Se il dispenser Garant non dovesse essere visibilmente pulito, ripetere la procedura di trattamento.

Note
• Si prega di segnalare a 3M incidenti gravi che si siano verificati in relazione al prodotto e di darne comunicazione alle autorità competenti locali (UE) o alle autorità regolatorie locali.
• Puntali di miscelazione Garant Viola, Giallo, Verde, Blu, Bianco, puntali intraorali Garant Bianco, Giallo e Blu sono prodotti monouso e subirebbero danni con la rimozione del materiale da impronta.
• Con il reinserimento dei puntali intraorali Garant non può essere garantito il suo corretto posizionamento sul puntale di miscelazione.
• Si prega di conservare il prodotto monouso nella sua confezione originale, al fine di garantire la tracciabilità del lotto (LOT).

Smaltimento
Smaltire il contenuto o il contenitore secondo le norme vigenti. Si prega di prestare particolare attenzione allo smaltimento dei rifiuti contaminati, al fine di evitare rischi per la salute dovuti a una manipolazione non corretta.

Glossario dei simboli

Número de riferimento y título del símbolo	Símbolo	Descripción del símbolo
ISO 15223-1 5.1.1 Productor		Muestra el productor del dispositivo médico al sensi delle direttive UE 90/385/CEE, 93/42/CEE e 98/79/CE.
ISO 15223-1 5.1.3 Data di produzione		Indica la data di fabbricazione del dispositivo medico.
ISO 15223-1 5.1.4 Utilizzabile fino al		Mostra la data dopo la quale il dispositivo medico non può più essere usato.
ISO 15223-1 5.1.5 Lot		Mostra la denominazione del lotto del produttore, in modo da potere identificare il lotto o la partita.
ISO 15223-1 5.1.6 Numero di articolo		Mostra il numero di articolo del produttore, in modo da potere identificare il dispositivo medico.
ISO 15223-1 5.4.4 No riutilizzo		Rimanda a un dispositivo medico il cui uso è previsto per un'unica volta o il cui uso è previsto per un unico paziente durante un unico trattamento.
ISO 15223-1 5.4.4 Attenzione		Rimanda alla necessità per l'utilizzatore di leggere le istruzioni d'uso per individuare indicazioni importanti relative alla sicurezza come avvertenze e precauzioni che per una serie di motivi non è possibile stampare sul dispositivo medico stesso.

Número de riferimento y título del símbolo	Símbolo	Descripción del símbolo
Marchio CE		Indica la conformità con il Regolamento Europeo o la Direttiva Europea (Dispositivi Medici).
Dispositivo medico		Indica che l'articolo è un dispositivo medico.
Rx Only (Solo su prescrizione medica)		Indica la legislazione federale degli Stati Uniti prescrive che questo dispositivo venga venduto da o su indicazione di un medico dentista.
Riciclaggio		Indica che la confezione è riciclabile con la carta mista.
Poliuretano a bassa densità		Indica che il componente di plastica fatto di poliuretano a bassa densità è riciclabile.
Punto Verde		Indica un contributo finanziario alla società nazionale per la raccolta e il recupero degli imballaggi ai sensi della Direttiva Europea N° 94/62 e della corrispondente normativa nazionale.

Data delle informazioni: agosto 2019

ESPAÑOL

Generalidades
Las presentes Instrucciones de Uso deben conservarse durante todo el tiempo de utilización del producto. El producto solamente debe utilizarse cuando la etiqueta del producto pueda leerse con claridad. Para los demás productos mencionados, por favor, consulte las instrucciones correspondientes.

Fin previsto
Usuarios previstos: personal especializado, por ejemplo dentistas, asistentes dentales e higienistas dentales que dispongan de conocimientos teóricos y prácticos sobre la manipulación de productos dentales.

Uso de la cánula de mezcla
Consulte las instrucciones de uso del material de impresión para escoger la cánula de mezcla correcta.

Limpieza y desinfección del dispensador Garant
Precaución
Asegurarse de que los agentes de limpieza y desinfección que ha escogido no contienen ninguno de los siguientes componentes:
• Agentes de oxidación (por ejemplo peróxido de hidrógeno)
• Aceites
• Glutaraldehído

Usar solo métodos validados para la limpieza y desinfección.
Usar solamente agentes de limpieza y desinfección que han sido probados en cuanto a eficacia y compatibilidad con los dispositivos médicos (por ejemplo certificación FDA). Las toallitas CavWipes™ son el agente de limpieza y desinfección testado. Donde sea aplicable, observar todas las normas legales e higiénicas aplicables para clínicas dentales u hospitales.

Generalidades
Debe seguirse el siguiente procedimiento después del uso o antes de cualquier uso posterior. El dispensador Garant debe limpiarse primero manualmente y, después de la limpieza, desinfectarse manualmente siguiendo las siguientes instrucciones.

Limpieza manual con toallita
► Limpiar el dispensador Garant después de cada uso con toallitas desinfectantes listas para usar (por ejemplo CavWipes™, cuyas sustancias activas son alcoholes y compuestos de amonio cuaternario) o agentes de desinfección equivalentes. Seguir las instrucciones de uso del fabricante del agente de limpieza, cuidando en particular los tiempos de contacto.
► Desinfectar el dispensador Garant durante tres minutos utilizando como mínimo una toallita desinfectante nueva. Asegurarse de que todas las superficies del dispensador Garant permanezcan húmedas durante el periodo entero de tres minutos.
► Debe prestarse especial atención al limpiar los huecos.

Inspección, mantenimiento, comprobación
► Examinar el dispensador Garant en busca de daños, decoloraciones y contaminación antes de cada uso.
► No usar dispositivos dañados bajo ninguna circunstancia. Si el dispensador Garant no está visiblemente limpio, repetir el proceso de reprocesamiento.

Observaciones
• Informe de cualquier incidente grave que se produzca en relación con este producto a 3M y a las autoridades locales competentes (UE) o a las autoridades de control locales.
• Cánulas de mezcla Garant lila, amarillo, verde, azul, blanco, puntas intraorbitales Garant blanco, amarillo y lila son productos desechables y sufrirán defectos si se retira el material de impresión fraguado.
• Al volver a colocar las puntas intraorbitales Garant, no se garantiza la correcta sujeción a la punta de mezcla.
• Guarde el producto desechable en el envase original para garantizar que el lote se pueda trazar.

Eliminación
Desheche el contenido o los recipientes de conformidad con las normas en vigor. Preste especial atención a la hora de deshechar residuos contaminados, a fin de evitar riesgos para la salud debidos a una manipulación inadecuada.

Atsaucus numurs un simbola nosaukums	Simbols	Simbola apraksts
Pārstrāde		Norāda, ka iepakojums ir pārstrādājams kopā ar dažādiem papīriem.
Maza blīvuma polietilēns		Norāda, ka plastmasas komponents, kas ir izgatavots no maza blīvuma polietilēna, ir pārstrādājams.
Zaļā punkta precīzme		Parāda finansiālo ieguldījumu dublajā iepakojuma pārstrādes sistēmā saskaņā ar ES Direktīvu Nr. 94/62 un attiecīgajiem nacionālajiem likumiem.

Informācija ir spēkā no 2019. gada augusta

LIETUVIŠKAI

Bendra informacija

Šią vartojimo instrukciją saugokite visą gaminio naudojimo laiką. Produktą leidžiama naudoti tik tada, kai yra aiškiai matomas produkto ženklimas. Smulkiau apie papildomai pamintus gaminius skaitykite atitinkamose vartojimo instrukcijose.

Paskirtis

Numatyti vartotojai: licencijuoti specialistai, pvz., gydytojai (-ės) odontologai (-ės), gydytojų odontologų asistentai (-ės), burnos higienistai (-ės), kurie turi teorinių ir praktinių žinių apie elgesį su odontologiniais gaminiais.

Maišymo antgalio naudojimas

Kad pasirinktumėte tinkamą maišymo antgalį, remkitės atspaudų medžiagos naudojimo instrukcija.

„Garant“ dispenserio valymas ir dezinfekcija

Išpėjimas
Išrinkite, kad pasirinkti valymo ir dezinfekavimo priemonių sudėtyje nėra šių medžiagų:

- Oksidavimo agentų (pvz., vandenilio peroksido)
- Alyvų
- Glutaraldehidų

Valymas ir dezinfekavimą atlikite tik pagal patvirtintus protokolus.

Naudokite tik tokias valymo priemones ir dezinfektantus, kurių veiksmingumas ir suderinamumas išbandytas su naudojama medicinos priemone (pvz., yra FDA leidimas). „CaviWipes™“ buvo išbandytos naudoti kaip valymo ir dezinfekavimo priemonė. Laikykites visų galiojančių odontologijos kabinetams bei ligoninėms taikomų įstatyminių ir higienos bei technikos reikalavimų.

Bendra informacija

Po naudojimo ar prieš kiekvieną kitą naudojimą reikia atlikti šią procedūrą. Pagal žemiau nurodytus nurodymus „Garant“ dispenserį pirmiausia reikia išvalyti rankiniu būdu, o po išvalymo – dezinfekuoti taip pat rankiniu būdu.

Rankinis valymas šluostymo metodu

► Po kiekvieno naudojimo nuvalykite „Garant“ dispenserį paruoštomis naudoti dezinfekavimo servetėlėmis (pvz., „CaviWipes™“, kurių pagrindą sudaro aktyviosios medžiagos alkoholiai ir kevirtiniai junginiai) arba analogiškomis valymo priemonėmis. Laikykites visų validio gamintojo instrukcijų.

► Valykite dispenserį, kol nebesimatyte jokių sutepimų.

► Ypač atkreipkite dėmesį, kad būtų švariai išvalomos visos įrastos.

Rankinė dezinfekcija šluostymo metodu („Intermediate Level Disinfection“)

► Dezinfekuokite dispenserį paruoštomis naudoti dezinfekavimo servetėlėmis (pvz., „CaviWipes™“, kurių pagrindą sudaro aktyviosios medžiagos alkoholiai ir kevirtiniai junginiai) arba analogiškomis dezinfekavimo priemonėmis. Laikykites visų validio gamintojo instrukcijų, ypač išlaikykite nurodytą sąlyčio trukmę.

► Dezinfekuokite „Garant“ dispenserį tris minutes, naudodami bent vieną naują dezinfekavimo šluostą. Dezinfekavimo metu tris minutes visą „Garant“ dispenserio paviršių turi būti origni.

► Ypač atkreipkite dėmesį, kad būtų išdezinekuojamos visos įrastos.

Kontrolė, priežiūra, patikra

► Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar „Garant“ dispenseris nepažeistas, nepaakius jo spalva ir ar nėra nesvarumų.

► Jokių būdų nenaudokite sugadintose medicinos priemonėse. Jei „Garant“ dispenseris akivaizdžiai nėra švarus, pakartokite paruošimo procesą.

Pastabos

► Prašom pranešti apie rimtą incidentą, susijusį su gaminiu, 3M ir vietinei atsakingai institucijai (ES) ar vietinei regulavimo institucijai.

- „Garant“ maišymo antgaliai, violetiniai, geltoni, žali, mėlyni, balti „Garant“ intraoraliniai antgaliai, balti, geltoni ir „Bite“, yra vienkartiniai produktai ir būtų sugadinti pašalinant sukietėjusią atspaudų medžiagą.
- Pakartotinis uždesdinti „Garant“ intraoralinį antgalį negalima užtikrinti, kad jis gerai laikytis ant maišymo antgalio.
- Vienkartinį gaminį laikykite originalioje pakuotėje, kad būtų užtikrintas partijos (LOT) atsekamumas.

Išmetimas

Turint ar laikykite šalinike pagal galiojančius teisės aktus. Ypač atkreipkite ypatingą dėmesį šalinant užterštas atliekas, kad būtų išvengta pavojaus sveikatai dėl netinkamo elgesio.

Simbolių žodynelis

Referencinis numeris ir simbolio pavadinimas	Simbols	Simbolio aprašymas
ISO 15223-1 5.1.1 Gamintojas		Nurodo medicinos prietaiso gamintoją, kaip apibrėžta ES direktyvose 90/385/EEB, 93/42/EEB ir 98/79/EB.
ISO 15223-1 5.1.3 Gamtybos data		Nurodo medicinos prietaiso gamybos datą.
ISO 15223-1 5.1.4 Naudoti iki		Nurodoma data, po kurios medicinos prietaiso naudoti negalima.
ISO 15223-1 5.1.5 Partijos kodas		Nurodo gamintojo gaminio partijos kodą, kad būtų galima nustatyti partiją ar seriją.
ISO 15223-1 5.1.6 Užsakymo numeris		Nurodo gamintojo užsakymo datą, kad būtų galima identifikuoti medicinos prietaisą.
ISO 15223-1 5.4.2 Nenaudoti pakartotinai		Nurodoma, kad medicinos prietaisais yra skirtas naudoti tik vieną kartą arba tik vienam pacientui atliekant vieną procedūrą.
ISO 15223-1 5.4.4 Įspėjimai		Nurodo, kad naudotojas turi perskaityti naudojimo instrukcijas ir susipažinti su svarbia apie pavojų perspėjančia informacija, pavyzdžiui, perspėjimus ir atsargumo priemones, kurių dėl įvairių priežasčių negalima nurodyti ant medicinos prietaiso.
CE ženklas		Nurodo atitikimą Europos medicinos prietaisų direktyvoms ir reglamentams.
Medicinos priemonė		Nurodo, kad gaminyje yra medicinos prietaisais.
Rx Only		Nurodo, kad JAV federalinis įstatymas nustato, kad šis prietaisas gali būti parduodamas tikslai odontologijos specialistams arba pagal jų nurodymą.
Perdirbti		Nurodo, kad pakuotė perdirbama su įvairių popieriumi.
Mažo tankio polietilenas		Nurodo, kad plastikinė dalis pagaminta iš perdirbamo mažo tankio polietileno.
Žaliojo taško prekinis ženklas		Nurodo finansinį įnašą į nacionalinę pakuočių surinkimo sistemą pagal Europos reglamentą Nr. 94/62 ir susijusius nacionalinius įstatymus.

Informacija atnaujinta 2019 m. rugpjūčio mėn.

УКРАЇНСЬКА

Загальні положення

Дану інструкцію з використання зберігати протягом усього строку експлуатації матеріалу. Вибір дозволений до використання тільки при добре видимому маркуванні виробу. Для отримання більш детальної інформації відносно всіх додатково згаданих матеріалів читайте відповідні інструкції з використання.

Область застосування

Цільові користувачі: кваліфіковані дипломовані стоматологи, тобто лікарі-стоматологи широкого профілю, стоматологи-асистенти, стоматологи-гігієністи, які мають теоретичні та практичні знання у питанні використання стоматологічної продукції.

Використання виключено для змішування

Для правильного вибору змішувальної каюли зверніться до інструкції з використання відбиткового матеріалу.

Чистка та дезінфекція пістолета-диспенсера Garant

Обережно!

Переконайтесь, чи вибрані вами миючі та дезінфікуючі засоби не містять наступних матеріалів:

- окислювачі (наприклад, перекис водню);
- масла;
- глутарові альдегіди.

Для очищення й дезінфекції використовувати винятково перевірені методи.

Використовувати тільки дезінфікуючі засоби та засоби очищення, ефективність та сумісність яких перевірена з використовуваним медичним виробом (наприклад, допуск Управління з контролю якості харчових продуктів та лікарських препаратів (FDA)). „CaviWipes“ пройшли випробування на використання у якості миючих та дезінфікуючих засобів. Повинні бути виконані всі діючі правові й гігієнічні приписи для зуболікарських кабінетів та/або лікарень.

Загальні положення

Наступна процедура має бути здійснена після використання, а також перед кожним подальшим використанням. Спочатку пістолет-диспенсер Garant слід очистити вручну та після очищення дезінфікувати вручну згідно з наступними інструкціями.

Ручне очищення за допомогою серветок

► Після кожного застосування дезінфікуйте пістолет-диспенсер Garant готовими до застосування дезінфікуючими серветками (напр., „CaviWipes“ на основі поверхнево-активних речовин, спиртів або четвертинних сполук) або еквівалентними миючими засобами. Слід дотримуватись всіх вказівок виробника засобу очищення.

► Очищати пістолет-диспенсер серветками до тих пір, поки не зникнуть забруднення.

► Особливо звернути увагу на те, щоб усі поглиблення були чистими.

Ручна дезінфекція за допомогою серветок (дезінфекція середнього рівня, Intermediate Level Disinfection)

► Прodeзінфікуйте пістолет-диспенсер готовими до застосування дезінфікуючими серветками (напр., „CaviWipes“ на основі поверхнево-активних речовин, спиртів або четвертинних сполук) або еквівалентними дезінфікуючими засобами. Слід дотримуватись всіх вказівок виробника засобу очищення, особливо вказівок щодо часу дії.

► Дезінфікуйте пістолет-диспенсер Garant, використовуючи, щонайменше, одну нову дезінфікуючу серветку, протираючи його протягом мінімум трьох хвилин. При цьому протягом трьох хвилин уся поверхня пістолета-диспенсера Garant повинна бути вологою.

► Особливо звернути увагу на те, щоб були продезінфіковані всі поглиблення.

Контроль, техобслуговування, тестування

► Перед кожним використанням перевіряйте пістолет-диспенсер Garant на предмет пошкодження, зміни заборелення й забруднень.

► У кожному разі не використовувати пошкоджений виріб. Якщо пістолет-диспенсер Garant візуально не є чистим, повторіть процедуру санітарно-гігієнічної обробки.

Примітки

► Про серйозні інциденти повідомляйте представництву 3M та місцевому компетентному органу влади (ЄС) чи місцевим регуляторним органам.

- Насадки для змішування Garant пурпурні, жовті, зелені, сині, білі, інтраоральні насадки Garant білі, жовті і білі є одноразовими пристроями і буде пошкоджено при видаленні встановленого відбиткового матеріалу.
- При повторному приєднанні інтраоральної насадки Garant, не може бути забезпечене належне прилягання насадки до насадки для змішування.
- Приладдя для одноразового використання зберігайте в оригінальній упаковці, щоб гарантувати відстеження партії.

Утилізація

Утилізуйте вміст або контейнер відповідно до діючих правил. Звертайте особливу увагу на утилізацію забруднених відходів, щоб уникнути небезпеки для здоров'я у зв'язку з неправильним поводженням з ними.

Глосарій умовних знаків

Номер у каталозі та назва умовної позначки	Умовна позначка	Опис умовної позначки
ISO 15223-1 5.1.1 Виробник		Вказує виробника медичних пристроїв, як визначено в Директивах ЄС 90/385/ЄЕС, 93/42/ЄЕС та 98/79/ЄЕС.
ISO 15223-1 5.1.3 Дата виготовлення		Вказує дату виготовлення медичного пристрою.
ISO 15223-1 5.1.4 Термін придатності		Вказує на дату, після якої медичний пристрій заборона-ється використовувати.
ISO 15223-1 5.1.5 Номер партії		Вказує номер партії виробника, щоб можна було ідентифікувати партію або серію.
ISO 15223-1 5.1.6 Номер у каталозі		Вказує номер у каталозі виробника, щоб можна було ідентифікувати медичний пристрій.
ISO 15223-1 5.4.2 Не засто-совувати повторно		Вказує на те, що медичний пристрій передбачений для одноразового використання або для використання на одному пацієнті протягом однієї процедури.
ISO 15223-1 5.4.4 Попередження		Вказує на необхідність користувачеві ознайомитися з інструкціями для засто-сування важливої попереджувальної інформації, як, наприклад, попередження та застереження, які з різних причин не можуть бути зазначені на самому медичному пристрої.
Символ СЕ (Європейська відповідність)		Означає, що пристрій повністю відпові-дає вимогам застосованих директив Єв-ропейського союзу.
Медичний пристрій		Вказує на те, що виріб є медичним пристроєм.
Тільки за приписом лікаря		Вказує на те, що Федеральним законом США передбачено продаж цього пристрою тільки кваліфікованими стоматологами або на заовалення кваліфікованих стоматологів.
Вторинна переробка		Указує на те, що упаковку можна переробляти разом із макулатурою.
Поліетилен низької щіль-ності		Указує на те, що пластиковий компо-нент, виготовлений із поліетилену низь-кої щільності, можна віддати на переробку.
Торгова марка «Зелена крапка»		Вказує на фінансовий внесок до націо-нальної програми переробки упаковки «Екологічна упаковка» відповідно до Європейської Директиви № 94/62 та відповідного національного законодав-ства.

Інформація станом на серпень 2019 р.