



Pontiform automix/ Pontiform direct mix

Stand:07.1024

ⓓ Produktbeschreibung

M+W Pontiform automix/ Pontiform direct mix ist ein peroxid- und methylmethacrylatfreies, provisorisches Kronen- und Brückenmaterial auf Bis-Acryl-Basis. Durch die gewebefreundliche, niedrige Polymerisationstemperatur wird eine Belastung der Pulpa vermieden. M+W Pontiform automix/ Pontiform direct mix besitzt ein speielles „Snap-Set“ Abbindeverhalten und verfügt daher über eine lange plastische Verarbeitungsphase, während der das Provisorium leicht aus dem Mund entfernt werden kann. Wegen der ausgezeichneten mechanischen Werte ist M+W Pontiform automix/ Pontiform direct mix äußerst bruchfest und farbstabil und somit bestens zur Herstellung von Langzeitprovisoren geeignet. M+W Pontiform automix/ Pontiform direct mix garantiert eine hohe Passgenauigkeit der gefertigten Provisoren mit exaktem Randschluss. Die Anmischung von M+W Pontiform automix/ Pontiform direct mix erfolgt automatisch.

Indikation

- Ausgedehnte Zahndefekte: Karies, starker Verschleiß, traumatische Verletzungen der Zahnhartsubstanz
- Form- und Stellungsanomalien der Zähne
- Zahnluxus

Kontraindikation

Das Material nicht bei Kontaktallergien oder bei bekannten Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe verwenden.

Zweckbestimmung

Herstellung von provisorigen Kronen, Brücken, Inlays, Onlays, Teilkronen, Veneers und Langzeitprovisoren

Verwendungseinschränkung

Das Material nur zur Herstellung provisoriger Restaurationen verwenden

Vorgesehener Anwender

Zahnarzt, zahnärztliches Assistenzpersonal und Zahntechniker

Patientenzielgruppe

Personen, die im Rahmen einer zahnärztlichen Maßnahme behandelt werden.

Empfohlene Anwendung

Vor der Stumpf- bzw. Brückenpräparation oder einer vorgesehenen Extraktion erfolgt eine Situationsabformung mittels Alginate oder Silikon. Die Interdentalfahnen sollten für eine verbesserte Stabilität des später gefertigten Provisors herausgeschnitten werden. Bei Alginateabformungen M+W Pontiform automix/ Pontiform direct mix möglichst unmittelbar nach der Abdrucknahme einbringen.

Elastische Phase

Die präparierten Zähne trocknen und die Stümpfe, umgebendes Gewebe sowie eventuell vorhandene Kunststoffe mit einem Trennmittel (z.B. Vaseline) leicht benetzen. M+W Pontiform automix/ Pontiform direct mix sollte im tiefsten Teil des Abdrucks eingebracht und dann zu den gingivalen Bereichen hin aufgefüllt werden. Zur Vermeidung von Luftblasen die Spitze der Mischkanüle immer im Material eingetaucht lassen. Circa 2 bis 3 min nach der Anmischung ist M+W Pontiform automix/ Pontiform direct mix in einem festelastischen Zustand und kann problemlos aus dem Mund entfernt werden. Der Aushärtungsprozess muss intraoral beobachtet werden (z.B. mit einer Sonde), da die Abnahme des Provisors problemlos nur während der elastischen Phase möglich ist.

Endgültige Aushärtung und Bearbeitung

Die endgültige Aushärtung von M+W Pontiform automix/ Pontiform direct mix erfolgt in den folgenden 3 min außerhalb des Mundes. Hierzu sollte das Provisorium in den Abdruck zurückgesetzt werden. Nach dem Entfernen der sauerstoffinhibierten Schicht durch ein Lösungsmittel (z.B. Alkohol) kann das Provisorium nachgearbeitet und poliert werden. Zur Befestigung dienen handelsübliche provisorige Zemente.

Reparatur des Provisors

Mit M+W Pontiform automix/ Pontiform direct mix hergestellte Provisoren zeichnen sich durch hohe mechanische Stabilität aus. Sollte dennoch ein Provisorium brechen, so wird folgendes Verfahren empfohlen:

Bruch des Provisors kurz nach der Herstellung: Bruchstellen mit frisch angemischtem M+W Pontiform automix/ Pontiform direct mix verbinden.

Bruch eines älteren oder getragenen Provisors: Die Bruchstelle wird angekratzt und sollte mit unterschritten versehen werden. Die so präparierte Bruchstelle wird mit frisch angemischtem M+W Pontiform automix/ Pontiform direct mix verbunden. Der Einsatz eines Composite-Bonds für verbesserte Haftung wird empfohlen. Die Teile für ca. 3 min zusammenpressen.

Zeitaufbau	
Einspritzen in die Abformung	0 s
Einsetzen des Abdrucks in den Mund	0 – 45 s
Entnahme aus dem Mund	120 – 180 s
Entfernen der sauerstoffinhibierten Schicht mit Lösungsmittel.	360 – 420 s

Hinweise zur Anwendung

Wird das Material mithilfe einer Einmalapplikation direkt im Mund des Patienten ausgetragen, so ist diese aus hygienischen Gründen nur bei einem Patienten zu verwenden.

Wechselwirkungen

- Überreste von Materialien auf Methacrylat-Basis können das Abbindeverhalten von Silikonabform- und Bisregistrationsmaterialien verändern.
- Eugenolhaltige Materialien, Feuchtigkeit und ölhaltige Luft können die Polymerisation an der Kontaktstelle verhindern.

Fracture of the temporary restoration shortly after fabrication: Bond the fractures with freshly mixed M+W Pontiform automix/ Pontiform direct mix.

Fracture of an older or in situ temporary restoration: Roughen the fractured sections and prepare undercut. Bond the prepared fracture with freshly mixed Bis-acrylic temporary crown & bridge material. We recommend using a composite bonding agent to improve the adhesion. Press the parts together for approx. 3 min.

Timing	
Injection into the impression	0 s
Insert the impression into the mouth	0 – 45 s
Removal from the mouth	120 – 180 s
Removal of the oxygen-inhibited layer with solvent.	360 – 420 s

Notes for use

If the material is applied to the patient's mouth with a single use applicator, the single use applicator must be used for this one patient only for hygienic reasons.

Interactions

- Residues of methacrylate-based materials may alter the setting behavior of silicone impression and bite registration materials.
- Materials containing eugenol, moisture and oily air may inhibit polymerization at the contact area.

Using the double-barreled syringe

The double-barreled syringes and cartridges enable the automatic dispensing and mixing, which allows a time-saving direct application. When using a new double-barreled syringe, remove the transport cap first. The mixing tip can then be fitted. After use and until the next treatment, leave the mixing tip on the double-barreled syringe as a seal. The used mixing

Handhabung der Doppelspritze

Die Doppelspritze ermöglicht das automatische Dosieren und Mischen des Materials, was die zeitsparende Applikation direkt in die Abformung ermöglicht. Bei Verwendung einer neuen Doppelspritze zunächst Transportverschluss entfernen. Anschließend kann die Mischkanüle aufgesetzt werden. Nach der Anwendung und bis zum nächsten Einsatz die Mischkanüle als Verschluss auf der Doppelspritze belassen. Erst bei erneuter Verwendung wird die Mischkanüle durch eine neue ersetzt.

Hinweis: Bei erstmaligem Gebrauch einer Mischkanüle das zuerst ausgetretene Material (etwa die Menge einer Erbsen) verworfen.

Handhabung der Kartusche

Das Dosieren und Mischen erfolgt automatisch durch Auspressen mit einer Mischkanüle. Bei Verwendung einer neuen Kartusche zunächst Transportverschluss entfernen. Anschließend kann die Mischkanüle aufgesetzt werden. Nach der Anwendung und bis zum nächsten Einsatz die Mischkanüle als Verschluss auf der Kartusche belassen. Erst bei erneuter Verwendung wird die Mischkanüle durch eine neue ersetzt.

Hinweis: Bei erstmaligem Gebrauch einer Mischkanüle das zuerst ausgetretene Material (etwa die Menge einer Erbsen) verworfen.

Restrisiken/Nebenwirkungen

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt. Nicht auszuschließen ist das Restrisiko einer Hypersensibilität gegen Komponenten des Materials.

Warnungen/Vorsichtshinweise

- Nur für den zahnärztlichen Gebrauch!
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren!
- Kontakt mit der Haut vermeiden! Im Falle eines unbeabsichtigten Hautkontakts die betroffene Stelle sofort gründlich mit Wasser und Seife waschen.
- Kontakt mit den Augen vermeiden! Im Falle eines unbeabsichtigten Augenkontakts sofort gründlich mit viel Wasser spülen und gegebenenfalls einen Arzt konsultieren.

tip should be replaced with a new tip when the device is used for the next treatment.

Note: When using a double-barreled syringe or cartridge for the first time, discard a small amount of the initially ejected material (e.g., a pea-sized amount).

Cartridge handling

The double-barreled syringes and cartridges enable the automatic dispensing and mixing, which allows a time-saving direct application. When using a new cartridge, remove the transport cap first. The mixing tip can then be fitted. After use and until the next treatment, leave the mixing tip on the cartridge as a seal. The used mixing tip should be replaced with a new tip when the device is used for the next treatment.

Note: When using a double-barreled syringe or cartridge for the first time, discard a small amount of the initially ejected material (e.g., a pea-sized amount).

Residual risks/side effects

There are no known side effects to date. The residual risk of hypersensitivity to components in the material cannot be ruled out.

Warnings/precautions

- For dental use only!
- Keep out of the reach of children!
- Avoid contact with the skin! In the event of accidental skin contact, immediately wash the affected area thoroughly with soap and water.
- Avoid contact with eyes! In the event of accidental contact with the eyes, immediately rise thoroughly with plenty of water and consult a physician if necessary.
- Follow the manufacturer's instructions for other products that are used with the material/materials.
- Serious incidents involving this product must be reported to the manufacturer and to the responsible registration authorities.

- Herstellerangaben von anderen Produkten, die mit dem Material/den Materialien verwendet werden, beachten.
- Schwerwiegende Vorkommisse mit diesem Produkt sind dem Hersteller sowie den zuständigen Meldebehörden anzuzeigen.

Leistungseigenschaften des Produkts

Druckfestigkeit: >= 200 MPa, Biegezugfestigkeit: >= 50 MPa.

Lagerung/Entsorgung

- Bei Raumtemperatur (15-25 °C / 59-77 °F) lagern.
- Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden.
- Die benutzte Mischkanüle nach der Applikation als Verschluss auf der Kartusche bzw. Spritze belassen!
- Unter Beachtung der nationalen Vorschriften entsorgen.

Zusammensetzung

Dentalglas, EBPADMA, aliph. Polyesterdiurethane, ungesättigtes Polyesterharz, SiO₂, Additive.

Handelsformen	
REF 000 290	2 Doppelspritzen (A2) à 5 ml, 10 Mischkanülen
REF 000 214	
REF 000 216	1 Kartusche à 50 ml, 15 Mischkanülen

Ⓖ Product description

M+W Pontiform automix/ Pontiform direct mix is a bis-acrylate based temporary crown and bridge material that is free from peroxide and methylmethacrylate. Stress to the pulp is avoided by the tissue-compatible low polymerization temperature. M+W Pontiform automix/ Pontiform direct mix offers special "Snap-Set" setting behavior and consequently has a long plastic working stage, during which the temporary restoration can be easily removed from the patient's mouth. Thanks to its excellent mechanical values, M+W Pontiform automix/ Pontiform direct mix is extremely fracture-resistant and color stable, and thus most suitable for fabricating long-term provisional restorations. M+W Pontiform automix/ Pontiform direct mix guarantees a highly accurate fit of the finished temporary restoration with optimal marginal integrity. M+W Pontiform automix/ Pontiform direct mix is mixed automatically.

Indication

- Extensive tooth defects: Tooth decay, severe wear, traumatic injuries of the dental enamel
- Shape and positional anomalies of the teeth
- Tooth loss

Contraindication

Do not use the material where there are contact allergies or known allergies to any of the components.

Intended purpose

Fabrication of temporary crowns, bridges, inlays, onlays, partial crowns, veneers and long-term provisional restorations

Limitations of use

Use the material to create temporary restorations only

Intended user

Dentist, dental assistant staff and dental technician

Patient target group

People treated in the course of a dental procedure.

Recommended use

A dental impression should be taken using alginate or silicone before preparing a stump for a crown or bridge or before a planned extraction. The interdental flash should be cut away to improve the stability of the temporary restoration to be fabricated at a later stage. In the case of alginate impressions, dispense the M+W Pontiform automix/ Pontiform direct mix as soon as possible after taking the impression.

Elastic phase

Dry the prepared teeth and lightly coat the stumps, surrounding tissue and any existing synthetic material with a separating agent (e.g., Vaseline). M+W Pontiform automix/ Pontiform direct mix should be placed in the deepest part of the impression and then filled towards the gingival areas. Always keep the mixing tip immersed in the material to avoid air bubbles. M+W Pontiform automix/ Pontiform direct mix has a firm, elastic consistency approximately 2 to 3 min after mixing and can be easily removed from the patient's mouth. The curing process must be monitored intra-orally (e.g., with a probe), as the temporary restoration can only be easily removed during the elastic phase.

Final curing and processing

The final curing of M+W Pontiform automix/ Pontiform direct mix takes place in the next 3 min outside of the mouth. To this end, the temporary restoration should be placed back into the impression. After the removal of the oxygen-inhibited layer with a solvent (e.g., alcohol), the temporary restoration can be refined and polished. Commercially available temporary cements can be used for luting.

Repair of temporary restorations.

A feature of temporary restorations fabricated using M+W Pontiform automix/ Pontiform direct mix is their high mechanical strength. If, however, a temporary restoration should fracture, we recommend the following procedure:

Groupe cible de patients

Personnes devant recevoir des soins dentaires.

Utilisation recommandée

Prendre l'empreinte de la situation à l'alginate ou au silicone avant la préparation du moignon ou du bridge ou une extraction prévue. Il est recommandé de découper les espaces interdentaires afin d'assurer la meilleure stabilité de la restauration provisoire confectionnée ultérieurement. En cas d'empreintes à l'alginate, appliquer le M+W Pontiform automix/ M+W Pontiform direct mix si possible immédiatement suite à la prise d'empreinte.

Phase élastique

Sécher les dents préparées et humecter légèrement les moignons, les tissus environnants ainsi que les résines éventuellement disponibles d'un agent séparateur (comme de la vaseline). M+W Pontiform automix/ M+W Pontiform direct mix doit être appliqué au point le plus bas de l'empreinte, puis rempli jusqu'aux zones gingivales. Toujours laisser la pointe de la canule de mélange immergée dans le matériau afin de prévenir l'apparition de bulles d'air. Environ 2 à 3 min suite au mélange, M+W Pontiform automix/ M+W Pontiform direct mix passe à un état d'élasticité rigide et peut sans problème être retiré de la bouche. Le processus de durcissement doit être constaté de manière intra-orale (par ex. à l'aide d'une sonde), le retrait du provisoire ne pouvant avoir lieu dans son état que pendant la phase élastique.

Durcissement définitif et mise en œuvre

Le durcissement définitif de M+W Pontiform automix/ M+W Pontiform direct mix a lieu au cours des 3 min suivantes hors de la bouche. Pour ce faire, remplacer la restauration provisoire dans l'empreinte. La restauration provisoire peut être finie et polie suite au retrait de la couche inhibée par l'oxygène à l'aide d'un solvant (comme de l'alcool). Des ciments provisoires ordinaires servent de fixation.

Réparation de la restauration provisoire

Les restaurations provisoires confectionnées avec M+W Pontiform automix/ M+W Pontiform direct mix se caractérisent par une stabilité mécanique élevée. En cas de rupture de la restauration provisoire, procéder comme suit :

Rupture de restauration provisoire peu après sa confection : réunir les débris à l'aide de M+W Pontiform automix/ M+W Pontiform direct mix fraîchement mélangé.

Rupture d'une restauration provisoire ancienne ou actuellement portée : la zone de rupture est rendue rugueuse et doit présenter des contre-dépouilles. La zone de rupture ainsi préparée est humectée de M+W Pontiform automix/ M+W Pontiform direct mix fraîchement mélangé. L'utilisation d'une couche composite de liaison est recommandée pour une adhérence améliorée. Compresser les éléments pendant env. 3 min.

Déroutement

Injection dans l'empreinte	0 s
Application de l'empreinte dans la bouche	0 – 45 s
Retrait de la bouche	120 - 180 s
Retrait de la couche inhibée par l'oxygène à l'aide d'un solvant	360 – 420 s

Consignes d'utilisation

En cas d'application unique du matériau directement dans la bouche du patient, son utilisation doit être limitée à un seul patient pour des raisons d'hygiène.

Interactions

- Les résidus de matériaux à base de méthacrylate peuvent modifier le comportement de prise de matériaux de prise d'empreinte et d'enregistrement d'occlusion de silicone.
- Les matériaux contenant de l'eugénol, l'humidité et l'air chargé en huile peuvent empêcher la polymérisation au point de contact.

Manipulation de la seringue double

La seringue double permet le dosage et le mélange automatiques du matériau, ce qui offre une application rapide directement dans l'empreinte. En cas d'utilisation d'une nouvelle seringue double, commencer par retirer le bouchon de transport. Puis, l'embout mélangeur peut être mis en place. Suite à l'utilisation et jusqu'à son prochain usage, l'embout

mélangeur sert de bouchon et peut être laissé sur la seringue double. L'embout mélangeur actuel n'est remplacé par un nouvel embout mélangeur qu'en cas de réutilisation.

Remarque : lors de la première utilisation, éliminer le matériau extrait de l'embout mélangeur (correspondant environ à la taille d'un pois).

Manipulation de la cartouche

Le dosage et le mélange ont lieu de manière automatique par le pressage à travers un embout mélangeur. En cas d'utilisation d'une nouvelle cartouche, commencer par retirer le bouchon de transport. Puis, l'embout mélangeur peut être mis en place. Suite à l'utilisation et jusqu'à son prochain usage, l'embout mélangeur sert de bouchon et peut être laissé sur la cartouche. L'embout mélangeur actuel n'est remplacé par un nouvel embout mélangeur qu'en cas de réutilisation.

Remarque : lors de la première utilisation, éliminer le matériau extrait de l'embout mélangeur (correspondant environ à la taille d'un pois).

Risques résiduels / Effets secondaires

Aucun effet secondaire n'est pour le moment connu. Un risque résiduel d'hypersensibilité aux composants du matériau n'est pas à exclure.

Mises en garde / Mesures de précaution

- Destinée uniquement à un usage dentaire !
- Conserver hors de portée des enfants !
- Éviter le contact avec la peau ! En cas de contact accidentel avec la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau et au savon.
- Éviter le contact avec les yeux ! En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin le cas échéant.
- Suivre les indications des fabricants des autres produits utilisés avec le ou les matériaux.
- Les incidents graves survenant dans le cadre de l'utilisation de ce produit doivent être signalés au fabricant ainsi qu'aux autorités compétentes.

Caractéristiques de performance du produit

Résistance à la compression : >= 200 MPa, résistance en flexion : >= 50 MPa

Stockage / Élimination

- Stocker à température ambiante (15 à 25 °C/59 à 77 °F).
- Ne plus utiliser si la date d'expiration est dépassée.
- Après application, laisser l'embout mélangeur usagé sur la cartouche ou la seringue en guise de bouchon !
- Éliminer dans le respect des prescriptions nationales.

Composition

Verre dentaire, EBPADMA, diuréthane polyester aliph., résine polyester insaturée, SiO₂, additifs.

Formes de commerce

REF 000 290	2 seringues doubles de 5 ml, 10 canules de mélange
REF 000 214	
REF 000 216	1 cartouche de 50 ml, 15 canules de mélange



Müller & Weygandt GmbH · Reichardtsweide 40 · 63654 Büdingen/Germany · Tel.: +49 (0) 60 42 - 88 00 88

indigodental GmbH · Fahltskamp 5 · 25421 Pinneberg/Germany





Pontiform automix/ Pontiform direct mix

❶ Descrizione del prodotto

M+W Pontiform automix/ M+W Pontiform direct mix è un materiale per corone e ponti provvisori in bis-acrilico, privo di perossido e metilmetacrilato. Grazie alla ridotta temperatura di polimerizzazione, delicata per i tessuti, si evita di sovraccaricare la polpa. M+W Pontiform automix/ M+W Pontiform direct mix è caratterizzato dall'esclusiva tecnologia di presa „Snap-Set“, quindi offre una lunga fase di lavorazione plastica e la possibilità di rimuovere facilmente il provvisorio dal cavo orale. Date le sue straordinarie caratteristiche meccaniche, M+W Pontiform automix/ M+W Pontiform direct mix è estremamente resistente alla rottura e stabile nel colore, quindi è ideale per la realizzazione di provvisori a lungo termine. M+W Pontiform automix/ M+W Pontiform direct mix garantisce un'elevata precisione dimensionale dei provvisori finiti con un'esatta chiusura dei bordi. La miscelazione di M+W Pontiform automix/ M+W Pontiform direct mix è automatica.

Indicazioni

- Difetti dentali estesi: carie, intensa usura, lesioni traumatiche della sostanza dentale dura
- Anomale formali e posizionali dei denti
- Perdita dei denti

Controindicazioni

Non utilizzare il materiale in caso di allergie da contatto oppure di allergie note ad uno degli ingredienti.

Destinazione d'uso

Realizzazione di corone e ponti provvisori, inlay, onlay, corone parziali, fascette e provvisori a lungo termine

Limitazione d'uso

Utilizzare il materiale solo per realizzare restauri provvisori

Utilizzatore previsto

Odontoiatri, personale di assistenza odontoiatrica e odontotecnici

Pazienti destinatari

Persone trattate nell'ambito di una procedura odontoiatrica.

❷ Popis výrobku

M+W Pontiform automix / M+W Pontiform direct mix je materiál na bázi bis-akrylového kompozitu bez peroxidů a metylmetakrylátu určený na provizorní korunky a můstky. Díky nízké teplotě polymerace je setrý k tkáni a odpadá zátěž pro pulpu. Materiál M+W Pontiform automix / M+W Pontiform direct mix využívá speciální metodu rychlého tuhnutí snap set, která produkuje plastickou fázi zpracování, během níž lze provizorní náhradu snadno vyjmout z úst. Díky vynikajícím mechanickým parametřům je materiál M+W Pontiform automix / M+W Pontiform direct mix minimálně odolný proti zlomení a barevně stálý, a proto se vyborně hodí k zhotovení dlouhodobých provizorních náhrad. M+W Pontiform automix / M+W Pontiform direct mix je zároveň vysokou rozemrěnou přenosnost zhotovených provizorních náhrad s přesně těsnícími okraji. Namíchání materiálu M+W Pontiform automix / M+W Pontiform direct mix probíhá automaticky.

Indikace

- Různělé zubní defekty: zubní kazy, silné opotřebení, traumatické poranění tvrdých zubních tkání
- Anomální tvar nebo postavení zubů
- Ztráta zubů

Kontraindikace

Materiál nepoužívajte pokiaľ kontaktných alergií alebo neznáme alergií na niektorú z obsažených látok.

Účel použiti

Zhotovení provizorních korunek, můstků, inlejí, onlejí, částečných korunek, fazet a dlouhodobých provizorních náhrad

Omezení použití

Materiál používejte pouze ke zhotovení provizorní náhrady.

Určení uživatele

Zubní lékař, zubní asistent a zubní technik

❸ A termék leírása

Az M+W Pontiform automix/M+W Pontiform direct mix egy peroxid- és metilmetakrilát-mentes, bisz-akril bázisú, ideiglenes korona- és hidanyag. A szövetbarát, alacsony polimerizációs hőmérsékletű kemény pulpát. Az M+W Pontiform automix/M+W Pontiform direct mix speciális „snap set” kötszi tulajdonságának köszönhetően megkönnyíti a feldolgozást, amelynél során az ideiglenes pótlás még könnyen kivethető a szájból. Kitűnő mechanikai tulajdonságainak köszönhetően az M+W Pontiform automix/ M+W Pontiform direct mix rendkívül törszerű és színtartó, ezért kiválóan alkalmas hosszú távú ideiglenes fogpótlások előállítására. Az M+W Pontiform automix/ M+W Pontiform direct mix garantálja az elkészített ideiglenes pótlások nagy illeszkedési pontosságát és pontos széli zárást. Az M+W Pontiform automix/M+W Pontiform direct mix keverése automatikus.

Javallat

- Kiterjedt foghibák: fogszuvasodás, súlyos kopás, a kemény fogállomány traumás sérülései
- A fogak alábbi rendelkezésszerű és fogállási rendelkezésszerű fogvesztés

Ellenjavallatok

Ne használja az anyagot kontaktallergia vagy a bármely összetevőjével szembeni ismert allergia esetén.

Rendeltetés

Ideiglenes koronák, hidak, inlay-ek, onlay-ek, részleges koronák, héjak és hosszú távú ideiglenes fogpótlások előállítására

A felhasználás korlátozása

Az anyag kizárólag ideiglenes restaurációk előállítására használható

Célfelhasználó

Fogorvosok, fogászati asszisztensek és fogtechnikusok

Modo d'uso consigliato

Prima della preparazione del moncone e/o del ponte oppure di una prevista estrazione, rilevare l'impronta anatomica mediante alginato o silicone. Ritagliare i setti interdentali per ottimizzare la stabilità del provvisorio da realizzare. In caso di impronte in alginato, applicare M+W Pontiform automix/ M+W Pontiform direct mix possibilmente subito dopo la presa d'impronta.

Fase elastica

Asciugare i denti preparati, quindi unire leggermente i monconi. Il tessuto ciccante ed eventuali parti in resina con un agente separatore (ad es. vaselina). M+W Pontiform automix/ M+W Pontiform direct mix dovrebbe essere applicato partendo dalla parte più profonda dell'impronta fino a raggiungere le aree gengivali. Lasciare la punta della cannula di miscelazione sempre immersa nel materiale per evitare la formazione di bolle d'aria. Circa 2–3 min dopo la miscelazione, M+W Pontiform automix/ M+W Pontiform direct mix ha una consistenza solido-elastica e può essere rimosso facilmente dal cavo orale. Occorre monitorare il processo di polimerizzazione a livello intraorale (ad es. con una sonda), poiché l'impronta del provvisorio può essere rilevata facilmente solo durante la fase elastica.

Polimerizzazione finale e lavorazione

La polimerizzazione finale di M+W Pontiform automix/ M+W Pontiform direct mix avviene durante i successivi 3 minuti fuori dal cavo orale. A tale scopo si raccomanda di riposizionare il provvisorio nell'impronta. Dopo aver rimosso lo strato di inibizione ossidativa con un solvente (ad es. alcol), è possibile procedere alla lavorazione successiva e alla lucidatura del provvisorio. Per la cementazione si utilizzano comuni cementi per provvisori.

Riparazione del provvisorio

I provvisori realizzati con M+W Pontiform automix/ M+W Pontiform direct mix si contraddistinguono per l'elevata stabilità meccanica. Tuttavia, qualora un provvisorio dovesse rompersi, si consiglia di procedere come segue:

Rottura di un provvisorio poco dopo la fabbricazione:

Unire i punti di rottura con M+W Pontiform automix/ M+W Pontiform direct mix appena miscelato.

Rottura di un provvisorio di vecchia data o già portato:

Irrobire il punto di rottura e realizzare dei sottosquadri. Unire il punto di rottura così preparato con M+W Pontiform automix/ M+W Pontiform direct mix appena miscelato. Si raccomanda di utilizzare un adesivo per composti per migliorare l'adesione. Tenere premute le parti per circa 3 minuti.

Processo in sequenza

Iniezione nell'impronta	0 s
Inserimento dell'impronta nel cavo orale	0 – 45 s
Estrazione dal cavo orale	120 – 180 s
Rimozione dello strato di inibizione ossidativa con un solvente	360 – 420 s

Avvertenze per l'uso

Se si eroga il materiale mediante un applicatore monouso direttamente nel cavo orale del paziente, per motivi igienici occorre utilizzare tale applicatore su un solo paziente.

Interazioni

- I residui dei materiali a base di metacrilato possono modificare il comportamento di presa dei materiali per impronta e registrazione del morso in silicone.
- I materiali contenenti eugenolo, l'umidità e l'aria contenente olio possono impedire alla polimerizzazione del materiale nel punto di contatto.

Utilizzo della doppia siringa

La doppia siringa consente la miscelazione e il dosaggio automatico del materiale e l'applicazione direttamente nell'impronta con notevole risparmio di tempo. Se si utilizza una doppia siringa nuova, occorre rimuovere inizialmente la chiusura utilizzata per il trasporto. Successivamente, si può

applicare la cannula di miscelazione. Dopo l'applicazione e fino all'utilizzo successivo, la cannula di miscelazione funge da chiusura e può essere lasciata sulla doppia siringa. Solo al momento del riutilizzo si sostituisce la cannula di miscelazione con una cannula nuova.

Nota: al primo utilizzo di una cannula di miscelazione, gettare la prima quantità di materiale fuoriuscita dalla cannula (grande circa come un pisello).

Utilizzo della cartuccia

La miscelazione e il dosaggio avvengono automaticamente mediante estrusione con una cartuccia di miscelazione. Se si utilizza una cartuccia nuova, occorre rimuovere inizialmente la chiusura utilizzata per il trasporto. Successivamente, si può applicare la cannula di miscelazione. Dopo l'applicazione e fino all'utilizzo successivo, la cannula di miscelazione funge da chiusura e può essere lasciata sulla cartuccia. Solo al momento del riutilizzo si sostituisce la cannula di miscelazione con una cannula nuova.

Nota: al primo utilizzo di una cannula di miscelazione, gettare la prima quantità di materiale fuoriuscita dalla cannula (grande circa come un pisello).

Rischi residui/effetti collaterali

Al momento non sono noti effetti collaterali. Non è da escludersi il rischio residuo di un'ipersensibilità ai componenti del materiale.

Avvertenze/misure precauzionali

- Solo per uso odontoiatrico!
- Conservare fuori dalla portata dei bambini!
- Evitare il contatto con la pelle! In caso di contatto accidentale con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.
- Evitare il contatto con gli occhi! In caso di contatto accidentale con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua ed eventualmente consultare un medico.
- Rispettare le indicazioni del produttore di altri prodotti utilizzati insieme al o ai materiali.

Manipulace s dvojistou injekčnou stříkačkou

Dvojitá injekční stříkačka slouží k automatickému dávkování a míchání materiálu, takže lze materiál aplikovat přímo na otek a setřít tím čas. Při použití nové dvojitě injekční stříkačky se musí nejprve odstranit přepravní uzávěr. Poté se nasadí michací kanyla. Po použití slouží michací kanyla jako uzávěr a může se ponechat až do dalšího použití na dvojitě injekční stříkačce. Michací kanylu nahradte novou až při dalším použití. **Upozornění:** Při prvním použití materiál vycházející z michací kanyly (asi o velikosti hrášku) zlikvidujte.

Manipulace s kartusí

Dávkování a míchání se provádí automaticky stlačením přes michací kanylu. Při použití nové kartuše se musí nejprve odstranit přepravní uzávěr. Poté se nasadí michací kanyla. Po použití slouží michací kanyla jako uzávěr a může se ponechat až do dalšího použití na kartuši. Michací kanylu nahradte novou až při dalším použití. **Upozornění:** Při prvním použití materiál vycházející z michací kanyly (asi o velikosti hrášku) zlikvidujte.

Zbytková rizika / nežádoucí účinky

Nejsou známy žádné nežádoucí účinky. Jako zbytkové riziko nelze vyloučit přetlívlost na složky materiálu.

Varování / preventivní upozornění

- Pouze pro použití v zubním lékařství!
- Uchovávejte mimo dosah dětí
- Zamete styku s kůží! V případě náhodného kontaktu s kůží postižené místo ihned důkladně opláchněte vodou s mýdlem.
- Zamete styku s očima! V případě náhodného kontaktu s očima oči okamžitě důkladně vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Dodržujte údaje výrobce dalších výrobků, které používáte společně s materiálem/materiály.

- Eventuali eventi gravi correlati all'uso di questo prodotto devono essere segnalati al produttore e alle autorità di vigilanza competenti.

Prestazioni del prodotto

Resistenza alla compressione: ≥ 200 MPa, resistenza alla flessione: ≥ 50 MPa.

Conservazione/Smaltimento

- Conservare a temperatura ambiente (15–25 °C / 59–77 °F).
- Non utilizzare dopo la data di scadenza.
- Dopo l'applicazione, lasciare la cannula di miscelazione usata sulla cartuccia e/o sulla siringa come chiusura!
- Smaltire nel rispetto delle normative nazionali.

Composizione

Vetro per uso odontoiatrico, EBPADMA, diuretani poliesterei alifatici, resina poliestere insatura, SiO₂, additivi.

Forme di commercio

REF 000 290	2 siringhe doppie da 5 ml, 10 cannule di miscelazione
REF 000 214	
REF 000 216	1 cartuccia da 50 ml, 15 cannule di miscelazione

- Závažné nežádoucí příhody týkající se tohoto výrobku je třeba hlásit výrobci a příslušnému zdravotnickému úřadu.

Funkční vlastnosti výrobku

Odolnost proti tlaku: ≥ 200 MPa, pevnost v ohybu: ≥ 50 MPa.

Skladování/likvidace

- Skladujte při pokojové teplotě (15–25 °C / 59–77 °F).
- Nepoužívejte po uplynutí data použitelnosti.
- Po použití nechte michací kanylu nasazenou na kartuši, resp. na injekční stříkačce jako uzávěr!
- Likvidujte v souladu s místními předpisy.

Složení

Dentální sklo, EBPADMA, alifatické polyesterdiuretany, nenasyčená polyesterová pryskyřice, SiO₂, aditiva.

Formy obchodu

REF 000 290	2 dvojitě injekční stříkačky (A2) po 5 ml, 10 michacích kanyl
REF 000 214	
REF 000 216	1 kartuše po 50 ml, 15 michacích kanyl

- Tartsa be az anyaggal/anyagokkal használt egyéb termékek gyártóinak utasításait.
- A termékkel kapcsolatosan súlyos eseményeket jelenteni kell a gyártónak és az illetékes nyilvántartó hatóságoknak.

A termék teljesítmőképességeinek jellemzői:

Nyomószilárdság: ≥ 200 MPa, hajlítószilárdság: ≥ 50 MPa

Tárolás/ártalmatlanítás

- Szobahőmérsékleten (15–25 °C / 59–77 °F) tárolandó.
- Ne használja fel a lejártú idő után.
- A használt keverőkanült az alkalmazás után hagyja lezáró elemként a patronon, ill. a fecskendőn!
- A nemzeti előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Összetétel

Fogászati üveg, EBPADMA, alifás poliszter-diuretán, telítetlen poliszter gyanta, SiO₂, adalekanyag.

A kereskedelem formái

REF 000 290	2 db 5 ml-es dupla fecskendő (A2), 10 db keverőkanül
REF 000 214	
REF 000 216	1 db 50 ml-es patron, 15 db keverőkanül



Müller & Weygandt GmbH · Reichardsweide 40 · 63654 Büdingen/Germany · Tel.: +49 (0) 60 42 - 88 00 88

indigodental GmbH · Fahltskamp 5 · 25421 Pinneberg/Germany



Pontiform automix/ Pontiform direct mix

Produktbeskrivning

M+W Pontiform automix/M+W Pontiform direct mix är ett peroxid- och metylmetakrylatfritt provisoriskt kron- och bryggmaterial baserat på bis-akryl. Den vävnadsvänliga låga polymeriserings Temperaturen medför ingen belastning på pulpan. M+W Pontiform automix/M+W Pontiform direct mix har ett särskilt s.k. Snap-Set-bindningsförhållande och har en lång plastisk bearbetningsfas som gör det enkelt att ta bort provisoriet ur munnen. Tack vare utmärkta mekaniska egenskaper är M+W Pontiform automix/M+W Pontiform direct mix mycket brotthållfast och färgstabil. Därmed är det utmärkt för framställning av långtidsprovisior. M+W Pontiform automix/M+W Pontiform direct mix ger en garanterat hög passprecision hos de färdig provisorier, med exakt kantpassning. Blandningen av M+W Pontiform automix/M+W Pontiform direct mix sker automatiskt.

Indikation

- Utbredda tanddefekter: karies, kraftigt slitage, traumaskador på hård tandsubstans
- Form- och ställningsanomalier hos tänderna
- Tandförlust

Kontraindikation

Använd inte materialet på personer med kontaktallergi eller känd allergi mot något av innehållsämnen.

Avsedd användning

Framställning av provisoriska kronor, broar, inlays, onlays, dekloroner, fasader och långtidsprovisior

Begränsning av användning

Använd bara materialet för framställning av provisoriska restaurationer

Avsedda användare

Tandläkare, tandtekniker och tandtekniker

Patientmålgrupp

Personer som behandlas med dentala behandlingsåtgärder.

Rekommenderad användning

Ta en situationsavgjutning med alginat eller silikon före preparering av stumpar eller bryggor eller planerade extraktioner. Interdentalflikarna ska skäras loss för att öka stabiliteten hos det kommande provisoriet. Vid alginatavgjutningar ska M+W Pontiform automix/M+W Pontiform direct mix placeras så snart som möjligt efter avgjutningen.

Elastisk fas

Torka de preparerade tänderna. Stryk ett separeringsmedel (exempelvis vaselin) i ett tunt lager på stumparna, omgivande vävnad och eventuella plastmaterial. M+W Pontiform automix/M+W Pontiform direct mix ska placeras i den djupaste delen av avtrycket och fyllas mot gingivaområdena. Undvik luftbubblor genom att alltid hålla blandningskanylen spets i materialet. 2–3 minuter efter blandningen är M+W Pontiform automix/M+W Pontiform direct mix hårt och elastiskt och kan utan problem tas ut ur munnen. Härdningsprocessen måste observeras intraoralt (exempelvis med en sond) eftersom provisoriet bara kan tas ut enkelt under den elastiska fasen.

Slutlig härdning och bearbetning

Den slutliga härdningen av M+W Pontiform automix/M+W Pontiform direct mix sker under de kommande 3 minuterna utanför munnen. Då ska provisoriet åter placeras i avtrycket. När det syrehämmande skiktet avlägsnats med ett lösningsmedel (exempelvis alkohol) kan provisoriet efterbearbetas och poleras. Använd vanliga provisoriska cement för fästställning.

Reparera provisorier

Provisior tillverkade av M+W Pontiform automix/M+W Pontiform direct mix har en oösvanligt hög mekanisk stabilitet. Men om ett provisorium ändå går av rekommenderar vi följande åtgärd:

Brott i provisoriet inom kort tid från tillverkningen: Förbind brottställena med nyblandad M+W Pontiform automix/M+W Pontiform direct mix.

Brott i äldre eller använda provisorier: Rugga brottstället och förse det med undersnit. Efter denna preparering sammanfogar du brottstället med nyblandad M+W Pontiform automix/M+W Pontiform direct mix. Vi rekommenderar användning av kompostibindemedel för bättre vidhäftning. Pressa ihop delarna i ca 3 minuter.

Tidsförlopp

Insprutning i avgjutningen	0 s
Insättning av avtrycket i munnen	0 – 45 s
Utgångning ur munnen	120 – 180 s
Borttagning av syrehämmande skikt med lösningsmedel	360 – 420 s

Användningstips

Om materialet appliceras direkt i patientens mun med hjälp av en engångsapplicering ska detta av hygieniska skäl endast användas på en patient.

Interaktioner

- Överskott av metakrylatbaserat material kan förändra bindningsförhållandena hos silikonavtryck- och bettregistreringsmaterial.
- Material som innehåller eugenol, fukt och oljig luft kan förhindra polymerisation vid kontaktpunkten.

Handtera dubbelsprutan

Dubbelsprutan medger automatiskt dosering och blandning av materialet, vilket medger tidsbesparande applicering direkt i avgjutningen. Om en ny dubbelspruta används tar du sedan bort transportskyddet. Därefter kan blandningskanylen sättas dit. Efter användningen och till nästa användning kan

blandningskanylen sitta kvar som lock på dubbelsprutan. Byt blandningskanylen mot en ny när produkten ska användas igen.

Obs: När en blandningskanyl används första gången ska det första materialet som tränger ut kasseras (en mängd motsvarande en årtas storlek).

Handtera patronen

Dosering och blandning sker automatiskt vid utpressning via en blandningskanyl. Om en ny patron används tar du sedan bort transportskyddet. Därefter kan blandningskanylen sättas dit. Efter användningen och till nästa användning kan blandningskanylen sitta kvar som lock på patronen. Byt blandningskanylen mot en ny när produkten ska användas igen.

Obs: När en blandningskanyl används första gången ska det första materialet som tränger ut kasseras (en mängd motsvarande en årtas storlek).

Restrisker/biverkningar

Inga biverkningar är kända i dagsläget. Den kvarstående risken för överkänslighet mot komponenter i materialet kan inte uteslutas.

Varningar/försiktighetsåtgärder

- Endast för dentalt yrkesmässigt bruk!
- Förvaras oåtkomligt för barn!
- Undvik hudkontakt! Vid oavsiktlig hudkontakt ska det berörda området omedelbart tvättas noggrant med tvål och vatten.
- Undvik kontakt med ögonen! Skölj omedelbart med rikligt med vatten vid oavsiktlig kontakt med ögonen och kontakta vid behov läkare.
- Beakta tillverkarens anvisningar för andra produkter som används tillsammans med materialet/materialen.
- Allvarliga incidenter som rör denna produkt måste rapporteras till tillverkaren och behöriga myndigheter.

Produkstens prestandaegenskaper

Tryckhållfasthet: ≥ 200 MPa, böjhållfasthet: ≥ 50 MPa.

Förvaring/bortskaffande

- Förvaras i rumstemperatur (15–25 °C / 59–77 °F).
- Får ej användas efter sista förbrukningsdatum.
- Låt den använda blandningskanylen sitta kvar som skydd på patronen eller sprutan!
- Kassera i enlighet med nationella bestämmelser.

Sammansättning

Dentalglas, EBPADMA, alif, polyesterdiuretan, omättad polyesterharts, SiO₂, additiv.

Former för handel

REF 000 290	2 dubbelsprutor (A2) à 5 ml, 10 blandningskanyler
REF 000 214	
REF 000 216	1 patron à 50 ml, 15 blandningskanyler

Opis izdelka

M+W Pontiform automix/M+W Pontiform direct mix je začasni material za krone in mostičke na osnovi bisakrila, ki ne vsebuje peroksida in metilmetakrilatov. Nizka temperatura polimerizacije, ki je prijazna do tkiva, preprečuje obremenitev pulpe. M+W Pontiform automix/M+W Pontiform direct mix ima posebno „snap-set“ lastnost vezave in zato dolgo plastično obdelovalno fazo, med katero lahko provizorij enostavno odstranite iz ust. Zaradi odličnih mehanskih lastnosti je izdelek M+W Pontiform automix/M+W Pontiform direct mix izredno odporen proti zlomom in barvno stabilen ter zato idealen za izdelavo dolgotrajnih provizorijev. M+W Pontiform automix/M+W Pontiform direct mix zagotavlja visoko natančnost prileganja izdelanih začnih provizorijev z natančnim robnim zaključkom. Mešanje M+W Pontiform automix/M+W Pontiform direct mix poteka samodejno.

Indikacije

- Večje zobne okvare: karies, močna obraba, travmatske poškodbe zobne substance
- Anomalije oblike in položaja zob
- Izguba zoba

Kontraindikacija

Materiale ne uporabljajte v primeru kontaktnih alergij ali znanih alergij na katero koli sestavino.

Predvideni namen

Izdelava začnih kron, mostičkov, inlejev, onlejev, delnih kron, zobnih lusk in dolgotrajnih provizorijev

Omejitve uporabe

Material uporabljajte samo za izdelavo začnih restavracij

Predvideni uporabnik

Zobozdravnik, zobozdravstveni asistent ali zobni tehnik

Ciljna skupina pacientov

Osebe, ki se zdravijo v okviru zobozdravstvenega postopka

Priporočena uporaba

Pred pripravo obrušenega zoba ali mostička ali pred načrtovano ekstrakcijo se odvzame odtis stanja z uporabo alginata ali silikona. Interdentalne zastavice je treba izrezati, da se izboljša stabilnost poznejše izdelanega provizorija. Pri alginatnih odtisih uporabite M+W Pontiform automix/M+W Pontiform direct mix takoj po odvzemu odtisa, če je to mogoče.

Elastična faza

Osušite pripravljene zobe in rahlo navlažite obrušene zobe, okoliško tkivo in morebitne umetne snovi z ločevalnim sredstvom (npr. vazelinom). M+W Pontiform automix/M+W Pontiform direct mix nanesite v najgloblji del odtisa in ga nato zapolnite proti dlesnim. Da bi se izognili zračnim mehurčkom, naj bo konica mešalne kanile vedno potopljena v material. Približno 2 do 3 minute po mešanju je izdelek M+W Pontiform automix/M+W Pontiform direct mix čvrsto elastičen ga lahko zlahka odstranite iz ust. Proces strjevanja je treba opazovati intraoralno (npr. s sondjo), saj lahko provizorij brez težav odstranite le v elastični fazi.

Dokončno strjevanje in obdelava

Izdelek M+W Pontiform automix/M+W Pontiform direct mix se dokončno strdi v naslednjih 3 minutah, ko je zunaj ust. Zato je treba provizorij namestiti nazaj v odtis. Ko se topilom (npr. alkoholom) odstranite sloj, inhibiran s kisikom, lahko provizorij dokončate in spollirate. Za pritrdjevanje se uporabljajo običajni provizorični cementi.

Popravljanje provizorija

Provizorij, izdelani z M+W Pontiform automix/M+W Pontiform direct mix, se odlikujejo po svoji visoki mehanski stabilnosti. Če se provizorij kljub temu zlomi, priporočamo naslednji postopek:

Zlom provizorija kmalu po izdelavi: Zlomljena območja povežite s sveže pripravljeno mešanico M+W Pontiform automix/M+W Pontiform direct mix.

Zlom starejšega ali rabljenega provizorija:

Mesto zloma napravite hrapavo in spodržite. Tako pripravljeno mesto zloma povežite s sveže pripravljeno mešanico M+W Pontiform automix/M+W Pontiform direct mix. Za boljši oprijem je priporočljivo uporabiti kompozitno vezivo. Dele pritiskajte skupaj približno 3 minute.

Časovni potek

Vbrizgavanje v odtis	0 s
Vstavljanje odtisa v usta	0 – 45 s
Odvzem iz ustne votline	120 – 180 s
Odvzamev sloja, inhibiranega s kisikom, z uporabo topila	360 – 420 s

Napotki glede uporabe

Če se material nanesi neposredno v usta pacienta kot aplikacija za enkratno uporabo, se lahko zaradi higiene uporabi le pri enem pacientu.

Interakcije

- Ostanke materialov na osnovi metakrilata lahko spremenijo lastnosti strjevanja silikonskih materialov za odtis in materialov za registracijo ugriza.
- Materiali, ki vsebujejo evgenol, vlaga in masten zrak lahko preprečijo polimerizacijo na kontaktni točki.

Rokovanje z dvojno brizgo

Dvojna brizga omogoča samodejno doziranje in mešanje materiala, kar prihrani čas pri nanašanju neposredno v odtis. Pri uporabi nove dvojne brizge najprej odstranite transportni pokrovček. Nato lahko namestite mešalno kanilo. Po uporabi in do naslednje uporabe pustite mešalno kanilo na dvojni brizgi kot pokrovček. Mešalno kanilo zamenjate z novo šele ob ponovni uporabi.

Opomba: Pri prvi uporabi mešalne kanile zavrzite material, ki je iztekel najprej (približno v velikosti graha).

Rokovanje s kartužo

Doziranje in mešanje potekata samodejno, s tem ko pritisnete z mešalno kanilo. Pri uporabi nove kartuše najprej odstranite transportni pokrovček. Nato lahko namestite mešalno kanilo. Po uporabi in do naslednje uporabe pustite mešalno kanilo na kartuši kot pokrovček. Mešalno kanilo zamenjate z novo šele ob ponovni uporabi.

Opomba: Pri prvi uporabi mešalne kanile zavrzite material, ki je iztekel najprej (približno v velikosti graha).

Preostala tveganja in neželeni učinki

Do zdaj niso znani nobeni neželeni učinki. Preostalega tveganja preobčutljivosti na sestavine materiala ni mogoče izključiti.

Opozorila/previdnostni ukrepi

- Samo za zobozdravstveno uporabo!
- Hranite zunaj dosegga otrok!
- Pazite, da ne pride v stik s kožo! V primeru nenamernega stika s kožo prizadeto območje takoj temeljito umijte z milom in vodo.
- Pazite, da ne pride v stik z očmi! V primeru nenamernega stika z očmi oč takoj sperite z veliko vode in se po potrebi posvetujte z zdravnikom.
- Upoštevajte navodila proizvajalca za druge izdelke, ki se uporabljajo skupaj z materialom oz. materiali.
- resnih zapletih, ki se nanašajo na ta izdelek, je treba poročati proizvajalcu in pristojnim organom za poročanje.

Značilnosti izdelka

Tlačna trdnost: ≥ 200 MPa, upogibna trdnost: ≥ 50 MPa.

Skladničenje/odstranjevanje med odpadke

- Shranjujte pri sobni temperaturi (15–25 °C / 59–77 °F).
- Po izteku roka uporabnosti izdelka ne uporabljajte več.
- Uporabljeno mešalno kanilo po uporabi pustite na kartuši ali brizgi kot pokrovček!
- Zavrzite v skladu z nacionalnimi predpisi.

Sestava

Dentalno steklo, EBPADMA, alifat, poliestrski diuretani, nenasičena poliestrska smola, SiO₂, aditivi.

Oblike trgovine

REF 000 290	2 dvojni brizgi (A2) po 5 ml, 10 mešalnih kanil
REF 000 214	
REF 000 216	1 kartuša po 50 ml, 15 mešalnih kanil

