

#### Beoogd gebruik

Lichthardende lak voor dentale kunststoftoepassingen

#### Uitgebreid beoogd gebruik

Lichthardende lak voor plaatjes, gedeeltelijke en volledige prothesen en voorlopige kronen in de C&B-techniek.

#### Indicatie

Voor gladde coating van kunststoftoepassingen om mechanische irritaties van tong en slijmvlies te voorkomen.

#### Contra-indicatie

Niet gebruiken bij allergieën tegen een van de bestanddelen.

#### Doelgroepen patiënten

Patiënten met tandverlies en defecten in de tandsubstantie, alsook patiënten voor wie een plaatjestherapie met kunststof opbouwdelen noodzakelijk is.

#### Voorziena gebruikers

Tandartsen, tandtechnici

#### Eisen / Uitrusting

EyeVolution®, FotoDent® flash (met stikstof)

#### Basiseigenschappen van het materiaal

Zie Technisch informatieblad (TDS). Technisch informatieblad op aanvraag verkrijgbaar.

#### Verwerkingsvoorwaarden

##### Voorzichtig

Bij de verwerking raden wij aan om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen, bijv. beschermende werkkleding, geschikte handschoenen en een veiligheidsbril. Gebruik een geschikt afzuigsysteem of mondbescherming tijdens het afwerken.

#### Beschrijving van het proces

##### Vorbereiding:

Het te lakken gedeelte moet gereed uitgewerkt, droog en vrij van stof en vetresten zijn. Wegens de dunne laagdikte is NanoVarnish niet geschikt als polijstmiddel; bijgevolg moeten de te coaten zones dienovereenkomstig vooraf gladgemaakt zijn.

#### Verwerking

Voor een optimaal coatingresultaat worden 10 MicroBrush meegeleverd. Deze applicatiehulpmiddelen zorgen voor een optimale verdeling van zelfs kleine hoeveelheden materiaal op het kunststofoppervlak. De lak moet vlug en slechts in een dunne, gelijkmatige laag aangebracht worden; evt. tussentijds polymeriseren. Uitsluitend de benodigde hoeveelheid nemen en de fles onmiddellijk weer afsluiten.

#### Uitharding

EyeVolution® 7 min  
FotoDent® flash (met stikstof) 1 min voorgassen + 4 min

#### Afvoeren

Afvoeren van de inhoud / verpakking volgens de plaatse-lijke / regionale / nationale / internationale voorschriften en het veiligheidsinformatieblad.

#### Waarschuwingen / Mogelijke gevaren

Waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen zijn te vinden op het productetiket en in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

#### Reiniging

Vóór het eerste gebruik bij de patiënt moeten de gelakte kunststoftoepassingen met specifiek gangbare reinigingsmiddelen gereinigd worden. Het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen kan het materiaal en het oppervlak beschadigen.

#### Desinfectie

Voor desinfectie raden wij het gebruik aan van een 0,2 % chloorhexidineoplossing of een 0,5 % natriumhypocho-rietoplossing met een inwerktijd van 5 minuten; daarna goed laten drogen.

#### Sterilisatie

NanoVarnish is niet steriliseerbaar.

#### Ernstige incidenten

Alle ernstige incidenten die in verband met het product optreden, dienen te worden gemeld aan de fabrikant en de verantwoordelijke instantie van de lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt woonachtig is.

#### Scopo d´uso

Vernice fotoindurente per applicazioni dentali in materiale sintetico

#### Destinazione d´uso estesa

Vernice fotoindurente per placche, protesi parziali e totali e corone provvisorie nella tecnica C&B.

#### Indicazione

Per il rivestimento liscio di applicazioni in materiale sintetico al fine di prevenire irritazioni cutanee della lingua e della mucosa.

#### Controindicazioni

Non utilizzare in caso di allergie contro gli ingredienti.

#### Gruppi di pazienti destinatari

Pazienti con perdita dei denti e difetti dei denti e pazienti per i quali è necessario uno splint terapeutico con sovra-strutture in resina.

#### Utenti previsti

Dentisti, odontotecnici

#### Requisiti / Attrezzatura

EyeVolution®, FotoDent® flash (con azoto)

#### Proprietà fondamentali del materiale

Vedi scheda tecnica (TDS). Scheda tecnica disponibile su richiesta.

#### Requisiti di lavorazione

##### Attenzione

Durante la lavorazione si consiglia di indossare dispositivi di protezione personali, per es. indumenti protettivi, guanti e occhiali di protezione idonei. Durante l'elaborazione utilizzare un impianto di aspirazione o una mascherina adeguati.

#### Descrizione del processo

##### Preparazione

L'area da verniciare dovrebbe essere predisposta, asciutta e priva di polvere e residui di grasso. Per via dello spessore sottile dello strato, il NanoVarnish non è adatto come sostituto per la lucidatura, pertanto le parti da rivestire dovrebbe essere adeguatamente pre-levigate.

#### Numero di lotto / Data di scadenza

Il numero di lotto e la data di scadenza sono indicati sia all'esterno della confezione, sia sul prodotto. Per reclami

#### Lavorazione

Per ottenere il miglior risultato di verniciatura possibile, la confezione contiene 10 MicroBrush. Questi ausili per l'applicazione garantiscono una distribuzione ottimale anche di piccole quantità di materiale sulla superficie plastica. La vernice dovrebbe essere applicata e, se necessario, polimerizzata in modo rapido e solo in uno strato sottile e uniforme. Prelevare solo la quantità necessaria e richiudere subito il flacone.

#### Indurimento

EyeVolution® 7 min  
FotoDent® flash (con azoto) con fuoriuscita preliminare di gas per 1 min + 4 min

#### Smaltimento

Paziente contenuto / recipiente in conformità alla regola-mentazione locale / regionale / nazionale / internazionale e alla scheda dati di sicurezza.

#### Avvertenze / Potenziali pericoli

Per le informazioni sui pericoli e sulla sicurezza, fare riferimento all'etichetta del prodotto e alla relativa scheda di sicurezza.

#### Pulizia

Prima del primo utilizzo sul paziente, pulire le applicazioni in materiale sintetico con gli appositi detergenti di uso comune. L'uso di detergenti aggressivi può danneggiare il materiale e la superficie.

#### Disinfezione

Per la disinfezione raccomandiamo l'utilizzo di una soluzione a base di 0,2 % di clorexidina o una soluzione a base di 0,5 % di ipoclorito di sodio con un tempo di esposizione di 5 min., successivamente lasciar asciugare bene.

#### Sterilizzazione

NanoVarnish non può essere sterilizzato.

#### Incidenti gravi

Tutti gli incidenti gravi verificatisi in associazione al prodotto devono essere comunicati al produttore e alle autorità competenti dello Stato membro in cui risiede l'utente e/o il paziente.

#### relativi al prodotto indicare sempre il numero di lotto.

Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza.

#### Utilização prevista

Verniz fotopolimerizável para aplicações de resina den-tárias

#### Utilização prevista alargada

Verniz fotopolimerizável para moldeiras, próteses parciais e totais e corosas provisórias na técnica C&B.

#### Indicação

Para o revestimento uniforme de aplicações de resina, de forma a prevenir irritações mecânicas da língua e mucosa.

#### Contraindicação

Não utilizar em caso de alergia a qualquer um dos com-ponentes.

#### Grupo-alvo de pacientes

Pacientes com perda dentária e anomalias da estrutura dentária, bem como pacientes que necessitem de trata-mento com moldeiras com restauração de resina.

#### Destinatários

Dentistas, técnicos dentários

#### Requisitos / Equipamento

EyeVolution®, FotoDent® flash (com nitrogênio)

#### Características básicas dos materiais

Consultar a ficha técnica (TDS). Ficha técnica disponível a pedido.

#### Condições de preparação

##### Atenção

Durante o processamento, recomendamos usar equipa-mento de proteção individual, por exemplo vestuário de proteção, luvas adequadas e óculos de proteção. Durante a preparação, recomendamos usar um sistema de extração de ar adequado ou uma máscara.

#### Descrição do processo

##### Preparação

A zona a envernizar deve estar finalizada, seca e isenta e pó e resíduos de gordura. Devido à sua camada fina, o NanoVarnish não substitui o polimento, pelo que é necessário que as partes a revestir tenham sido previa-mente polidas.

#### Número do lote / Prazo de validade

O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações

#### Processamento

Para o melhor resultado de revestimento possível, 10 MicroBrush estão incluídos na embalagem. Estas ajudas de aplicação asseguram uma distribuição óptima mesmo de pequenas quantidades de material na superfície do plástico. O verniz deve ser aplicado de forma expedita, formando uma camada fina e uniforme, seguindo-se eventualmente uma polimerização intermédia. Retirar apenas a quantidade necessária e fechar imediatamente o frasco.

#### Cura

EyeVolution® 7 min.  
FotoDent® flash (com nitrogênio) pré-gasear 1 min. + 4 min.

#### Eliminação

Eliminação dos conteúdos / recipientes de acordo com os regulamentos locais / regionais / nacionais / internacionais e com a folha de dados de segurança.

#### Indicações de aviso / Possíveis perigos

Para informações sobre perigos e segurança, consultar o rótulo do produto e a ficha de dados de segurança correspondente.

#### Limpeza

Antes da primeira utilização no paciente, é necessário limpar as aplicações de resina com detergentes conven-cionais específicos. A utilização de detergentes agressivos pode danificar o material e a superfície.

#### Desinfeção

Para a desinfeção, recomendamos utilizar uma solução de clorexidina a 0,2 %, com uma solução de hipoclorito de sódio a 0,5 %, com um tempo de atuação de 5 minutos. Depois, deixar secar completamente.

#### Esterilização

A resina NanoVarnish não pode ser esterilizada.




#### Acidentes graves

Todos os acidentes graves ocorridos resultantes do produto deverão ser comunicados ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro onde o utilizador e/ou o paciente reside.












#### sobre o produto, indique sempre o número do lote.

Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

#### Lieferformen / Forms of delivery / Formes de livraison / Formas de entrega / Leveringsvormen / Forme di consegna / Formatos disponíveis

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| 1 x 20 ml |  |  |
| 10 x      |  |   |

#### Glossar / Glossary / Glossaire / Glosario / Woordenlijst / Glossario / Glossário

|   |   |
|---|---|
|   | CE-Kennzeichnung zur Konformität gemäß den Anfor-derungen an Medizinprodukte / CE marking of conformity according to the requirements for medical devices / Marquage CE de conformité selon les exigences applicables aux dispositifs médicaux / Marcado CE de conformidad según los requisitos de inscripción de productos médicos / CE-markering voor conformiteit conform de eisen aan medische hulpmiddelen / Marcatura CE di conformità secondo i requisiti per i dispositivi medici / Marcação CE de conformidade de acordo com os requisitos para dispositivos médicos |
|    | Temperaturbegrenzung / Temperature limitation / Limite de température / Limitazione di temperatura / Temperatuur gelimiteerd / Limitazione di temperatura / Limitação de temperatura  |
|    | Verwendbar bis / Use-by date / Date de péremption / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Data di scadenza / Prazo de validade  |
|    | Hersteller / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabrikant / Fabbricante / Fabricante   |
|    | Artikelnummer / Item number / Numéro d'article / Número de artículo / Artiklnummer / Numero d'articolo / Número do artigo   |
|    | Chargennummer / Batch number / Numéro de lot / Número de lote / Lotnummer / Numero di lotto / Número do lote  |
|    | Medizinprodukt / Medical Device / Dispositif médical / Producto sanitario / Medisch hulpmiddel / Dispositivo medico / Dispositivo médico  |
|    | Gebruiksaanweisung beachten / Please note instructions for use / Respected le mode d'emploi / Observar las instrucciones de uso / Gebruiksaanwijzing raadplegen / Osservare le istruzioni per l'uso / Ver por favor as instruções de uso  |
|    | Vor Sonneneinstrahlung schützen / Keep away from sunlight / Ne pas exposer à la lumière du soleil / Proteger de la radiación solar / Beschermen tegen zonlicht / Proteggere dai raggi solari / Proteger da luz solar  |
|    | Enthält Nanomaterialien / Contains nanomaterials / Contient des nanomatériaux / Contiene nanomateriales / Bevat nanomaterialen / Contiene nanomateriali / Contém nanomateriais  |
| <b>Rx only</b>  | Verwendung nur durch Fachpersonal / Use only by professionals / Utilisation par du personnel spécialisé uniquement / Sólo podrá ser utilizado por personal especializado / Gebruik alleen door gekwalificeerd personeel / Utilizzo solo da parte di professionisti / Use apenas por pessoal qualificado   |

## Zweckbestimmung

Lichthärtender Lack für dentale Kunststoffapplikationen

## Erweiterte Zweckbestimmung

Lichthärtender Lack für Schienen, Teil- und Vollprothesen und Provisorische Kronen in der C&B Technik.

## Indikation

Zur glatten Beschichtung von Kunststoffapplikationen, um mechanischen Reizungen von Zunge und Schleimhaut vorzubeugen.

## Kontraindikation

Nicht verwenden, wenn Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe bestehen.

## Patientenzielgruppe

Patienten mit Zahnverlust und Zahsubstanzdefekten, sowie Patienten, für die eine Schienentherapie mit Kunststoffaufbauten notwendig ist.

## Vorgesehene Anwender

Zahnärzte/-innen, Zahntechniker/-innen

## Anforderungen / Equipment

EyeVolution®, FotoDent® flash (mit Stickstoff)

## Grundlegende Materialeigenschaften

Siehe Technisches Datenblatt (TDS). Technisches Datenblatt auf Anfrage erhältlich.

## Verarbeitungsbedingungen

### Achtung

Während der Verarbeitung empfehlen wir das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung, z. B. von Arbeitsschutzkleidung, geeigneten Handschuhen und Schutzbrille. Bei der Ausarbeitung eine geeignete Absauganlage oder Mundschutz verwenden.

## Prozessbeschreibung

### Vorbereitung

Der zu lackierende Bereich sollte fertig ausgearbeitet, trocken und frei von Staub und Fettrückständen sein. Aufgrund der dünnen Schichtstärke eignet sich NanoVarnish nicht als Politurersatz, daher sollten die zu beschichtenden Partien entsprechend vorgeglättet sein.

## Verarbeitung

Für ein bestmögliches Beschichtungsergebnis sind der Packung 10 MicroBrush beigefügt. Diese Applikationshilfen gewährleisten eine optimale Verteilung auch geringer Materialmengen auf der Kunststoffoberfläche. Der Lack sollte zügig und nur in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht aufgetragen werden, ggf. zwischenpolymerisieren. Nur die benötigte Menge entnehmen und die Flasche sofort wieder verschließen.

## Aushärtung

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| EyeVolution®                     | 7 Min.                   |
| FotoDent® flash (mit Stickstoff) | 1 Min. vorgasen + 4 Min. |

## Entsorgung

Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften und gemäß Sicherheitsdatenblatt.

## Warnhinweise / Mögliche Gefahren

Gefahren- und Sicherheitshinweise sind dem Produktetikett und dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

## Reinigung

Vor der ersten Anwendung am Patienten sollten die lackierten Kunststoffapplikationen mit spezifisch üblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Die Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln kann das Material und die Oberfläche beschädigen.

## Desinfektion

Für die Desinfektion empfehlen wir die Verwendung einer 0,2 % Chlorhexidin-Lösung oder 0,5 % Natriumhypochlorid-Lösung mit einer Einwirkzeit von 5 Minuten, anschließend gut trocknen lassen.

## Sterilisation

NanoVarnish ist nicht sterilisierbar.

## Schwerwiegende Vorfälle

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, zu melden.

## Intended use

Light-curing lacquer for plastic dental applications

## Indication for use

Light-curing lacquer for splints, partial and full dentures and temporary dental crowns in C&B technology.

## Indication

For smooth coating of plastic applications, to prevent mechanical irritation of the tongue and mucosa.

## Contraindication

Do not use in case of allergies to one of the ingredients.

## Patient target group

Patients with loss of teeth and dental substance defects, as well as well as patients who require splint therapy with plastic structures.

## Intended users

Dentists, dental technicians

## Requirements / equipment

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| EyeVolution® | FotoDent® flash (with nitrogen) |
|--------------|---------------------------------|

## Basic Material Properties

See technical datasheet (TDS). Technical datasheet available on request.

## Specific Manufacturing Considerations

### Caution

During processing, we recommend wearing personal protective equipment, e. g. protective work clothing, suitable gloves and safety goggles. Use a suitable extraction system or face mask during finishing.

## Process description

### Preparation

The area to be lacquered should be completely finished, dry and free from dust and grease residues. Due to the thin coat thickness, NanoVarnish is not suited as polish replacement. Therefore, the areas to be coated should be appropriately pre-polished.

## Lot number / Expiry date

The batch number and the use-by date are located on both the outer packaging and the product. When submitting a complaint about a product, please always quote the

## Further processing

For the best possible coating result, 10 MicroBrush are included in the package. These application aids ensure optimum distribution of even small amounts of material on the plastic surface.

The lacquer should only be applied quickly and as a thin, uniform film. Perform intermediate polymerization, if required. Only take the required quantity out of the bottle, and immediately close the bottle.

## Curing

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| EyeVolution®                    | 7 min                 |
| FotoDent® flash (with nitrogen) | 1 min pre-gas + 4 min |

## Disposal

Disposal of contents / container in accordance with local / regional / national / international regulations and according to the safety data sheet.

## Hazards identification

Hazard and safety notes can be found on the product label and the corresponding safety data sheet.

## Cleaning

The plastic applications should be cleaned before first use in the patient using specifically available cleaning agents. Use of aggressive cleaning agents may damage the material and the surface.

## Disinfection

We recommend the use of a 0.2 % chlorhexidine solution or 0.5 % sodium hypochlorite solution with an exposure time of 5 minutes for disinfection, and then allow to dry completely.

## Sterilization

NanoVarnish cannot be sterilised.

## Serious incidents

All serious incidents occurring in relation to the product shall be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is settled.

## Lot number / Expiry date

batch number. Do not use the product after expiration of the use-by date.

## Usage prévu

Vernis photopolymérisable pour applications dentaires en résine

## Usage prévu étendu

Vernis photopolymérisable pour gouttières prothèses partielles et totales et couronnes provisoires dans les domaines des couronnes et des bridges.

## Indication

Pour le revêtement lisse des applications en résine visant à prévenir des irritations mécaniques de la langue et de la muqueuse.

## Contre-indication

Ne pas utiliser en cas d'allergies à l'un des composants.

## Groupes de patients ciblés

Patients avec pertes de dent et défauts de substance dentaire, ainsi que les patients pour lesquels un traitement avec gouttières avec structures en résine est nécessaire.

## Utilisateurs visés

Dentistes, prothésistes dentaires

## Exigences / équipement

EyeVolution®, FotoDent® flash (avec de l'azote)

## Propriétés fondamentales des matériaux

Voir Fiche technique (TDS). Fiche technique disponible sur demande.

## Conditions de traitement

### Attention

Lors du traitement, nous recommandons de porter un équipement de protection individuelle, p. ex. des vêtements de travail protecteurs, des gants et lunettes de protection adaptés. Lors de la finition, utiliser un dispositif d'aspiration adapté ou un masque

## Description du procédé

### Préparation

La zone à vernir devrait être finalisée, sèche et exempte de poussière et de résidus gras. En raison de la couche fine, NanoVarnish ne convient pas comme substitut de vernis. Par conséquent, les parties à revêtir devraient être prélimées en conséquence.

## Número de lot / Date de péremption

Le número de lot et la date de péremption se trouvent non seulement sur chaque emballage extérieur, mais également sur le produit. En cas de réclamation sur le

## Traitement

Pour un résultat d'enduction optimal, 10 MicroBrush sont joints à l'emballage. Ces aides à l'application garantissent une répartition optimale, même de petites quantités de produit, sur la surface du plastique. Le vernis devrait être appliqué rapidement en une couche fine et régulière uniquement, avec une polymérisation intermédiaire éventuelle. Prélever uniquement la quantité nécessaire et refermer le flacon immédiatement.

## Durcissement

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| EyeVolution®                      | 7 min                   |
| FotoDent® flash (avec de l'azote) | 1 min prégazage + 4 min |

## Élimination

Élimination du contenu / du récipient conformément aux dispositions locales / régionales / nationales / internationales et à la fiche de données de sécurité.

## Avertissements / Dangers possibles

Relever les consignes de sécurité et de danger sur l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité afférente.

## Nettoyage

Avant la première utilisation sur le patient, nettoyer les applications en résine vernies avec des produits nettoyants spécifiques habituels. L'utilisation de produits nettoyants agressifs est susceptible d'endommager le matériau et la surface.

## Désinfection

Pour la désinfection, nous recommandons d'utiliser une solution de chlorhexidine de 0,2 % ou une solution d'hypochlorite de sodium de 0,5 % avec un temps d'action de 5 minutes. Laisser bien sécher ensuite.

## Sterilisation

NanoVarnish ne peut pas être stérilisé.

## Incidents graves

Tous les incidents graves apparus en rapport avec le produit doivent être signalés au fabricant et aux autorités compétentes de l'état membre dans lequel se situe l'utilisateur et/ou le patient.

## Número de lote / fecha de caducidad

produit, prière de toujours indiquer le numéro de lot. N'utilisez pas le produit une fois la date de péremption dépassée.

## Finalidad de uso

Barniz fotopolimerizable para aplicaciones plásticas dentales

## Finalidad de uso ampliada

Barniz fotopolimerizable para férulas y prótesis totales o parciales, así como coronas provisionales en la tecnología coronas y puentes.

## Indicación

Para el revestimiento liso de aplicaciones plásticas, para prevenir irritaciones mecánicas de la lengua y las mucosas.

## Contraindicaciones

No utilizar en caso de alergias a alguno de los componentes.

## Grupos destinatarios de pacientes

Pacientes con dientes perdidos y defectos en la estructura dental, así como pacientes para los que sea necesaria una terapia con férulas con módulos de plástico.

## Usuarios previstos

Dentistas, técnicos dentales

## Requisitos / Equipamiento

EyeVolution®, FotoDent® flash (con nitrógeno)

## Propiedades básicas de los materiales

Véase la hoja de información técnica. Hoja de datos técnica disponible a petición.

## Condiciones de procesamiento

### Atención

Durante el procesamiento, recomendamos llevar un equipo de protección personal, por ejemplo, vestimenta protectora de trabajo, guantes adecuados y gafas protectoras. Utilice un sistema de aspiración adecuado o una mascarilla durante la elaboración final.

## Descripción del proceso

### Preparación

El área a barnizar debe haberse terminado y estar seca y libre de polvo y restos de grasa. Debido al escaso grosor de su capa, NanoVarnish no es apto para sustituir el pulimentado, por lo que las partes a revestir deben estar previamente alisadas en correspondencia.

## Número de lote / fecha de caducidad

El número de lote y la fecha de caducidad aparecen tanto en el embalaje externo como en el producto. En caso de reclamaciones del producto, indique siempre el número

## Procesamiento

Para obtener el mejor resultado de recubrimiento posible, el paquete incluye 10 MicroBrush. Estas ayudas para la aplicación garantizan una distribución óptima incluso de pequeñas cantidades de material sobre la superficie de plástico. El barniz debe aplicarse rápidamente y tan solo en una capa fina y homogénea; realice un polimerizado intermedio en caso necesario. Tome solo la cantidad necesaria y vuelva a cerrar el frasco de inmediato.

## Endurecimiento

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| EyeVolution®                    | 7 min                           |
| FotoDent® flash (con nitrógeno) | 1 min de gaseado previo + 4 min |

## Desechamiento

Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local / regional / nacional / internacional y a la hoja de datos de seguridad.

## Advertencias / Posibles riesgos

Las indicaciones de peligros y seguridad pueden verse en la etiqueta del producto y la correspondiente hoja de datos de seguridad.

## Limpieza

Antes de su primera aplicación en el paciente, las aplicaciones Plásticas barnizadas deberán limpiarse con productos de limpieza convencionales específicos. El uso de productos de limpieza agresivos puede dañar el material y la superficie.

## Desinfección

Para la desinfección recomendamos usar una solución de 0,2 % de clorhexidina o del 0,5 % de hipoclorito de sodio con un tiempo de actuación de 5 minutos, debiendo dejar secar bien a continuación.

## Esterilización

El NanoVarnish no puede esterilizarse.

## Incidentes graves

Todos los incidentes graves que se produzcan en relación con el producto deberán comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o paciente.

## Número de lote. No utilice el producto una vez pasada la fecha de caducidad.

de lote. No utilice el producto una vez pasada la fecha de caducidad.

## Ausgabedatum / Date of information / Date d'édition /

Fecha de emisión / Datum van publicatie / Data pubblicazione / Data de edição: 2023-03-20 / Rev. 00