



REINIGUNGS- FILME

Inhalt/Content/Contenu/Zawartość/Obsah/Tartalma:
100 Stück/pieces/unités/sztuk/kusů/db

Stand:020517

REF 000 406

Vorbelichtete Reinigungsfilme für Rollen-Entwicklungsmaschinen. Spezialbeschichtung beseitigt Rückstände von den Rollen. Täglich morgens einen Reinigungsfilm vor der ersten Entwicklung mit der Breitseite in die Maschine einlaufen lassen. **Filme nur einmal verwenden.**

Ⓞ **CLEANING FILMS** Pre-exposed cleaning films for roll developing machines. A special coating removes any residual material from the rolls. Every morning insert a cleaning film widthwise into the machine before initial use. Only use the films once.

Ⓣ **FILMS DE NETTOYAGE** Films de nettoyage pré-exposés pour machines de développement en rouleaux. Le revêtement spécial permet d'éliminer les résidus présents sur les rouleaux. Tous les matins, insérer, dans le sens de la largeur, un film de nettoyage avant de procéder au premier développement. Les films ne sont pas réutilisables.

Ⓟ **BŁONY CZYSZCZĄCE** Naświetlone wstępnie błony czyszczące do wywoływarek rolkowych. Specjalna powłoka usuwa pozostałości z rolek. Codziennie rano przed pierwszym wywołaniem wprowadzić błonę czyszczącą szeroką stroną do maszyny. Błony stosować tylko jeden raz.

Ⓒ **ČISTÍCÍ FILMY** Předem exponované čistící filmy pro válečkové vyvolávací stroje. Speciální povrchová vrstva odstraňuje nečistoty z válečků. Každé ráno před prvním procesem vyvolávání nechte strojem proběhnout jeden čistící film širokou stranou. Film používejte pouze jednou.

Ⓡ **TISZTÍTÓFILM** Előmegvilágított tisztítófilmek hengeres előhívó készülékekhez. A speciális bevonat eltünteti a szennyeződéseket a hengerről. Futtasson végig naponta az első előhívás előtt a készüléken egy tisztítófilmet a széles oldalával. Egy filmet csak egyszer használjon fel.



MW Dental

Müller & Weygandt GmbH • Reichardsweide 40 • D-63654 Büdingen • Tel.: +49 (0)6042 – 88 00 88