



UNIVERSAL- SPRAY

REF 037 712 **Inhalt/Content/Contenu/
Contenuto/Ob sah/
Tartalma: e 500 ml**

GB UNIVERSAL SPRAY

F VAPORISATEUR UNIVERSEL

I LUBRIFICATE SPRAY
UNIVERSALE

CZ UNIVERZÁLNÍ SPREJ

H UNIVERZÁLIS SPRAY

LOT



siehe Aufdruck

CE **650** **B**



**Gefahr/Danger/
Pericolo/Nebezpečí/
Veszélyes**

Ständ:11/219

Ⓢ **Art der Anwendung:** Zur Pflege von Hand- & Winkelstücken, Köpfen und Turbinen, sowie Luftmotoren.

Hinweise zur Anwendung: Für lange Haltbarkeit vor jedem Sterilisationsdurchgang oder mindestens zweimal täglich ca. 2 Sekunden durch sprühen. Dose bei Gebrauch senkrecht halten und mit passendem Adapter verwenden.

Achtung: H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Behälter steht unter Druck. Außer Reichweite von Kinder aufbewahren. Von Hitze/ Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht in offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Druckbehälter: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Nur draußen oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Vor Sonnenlicht schützen. Nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen.

Ⓢ **Type of application:** For the maintenance of hand pieces & angle pieces, heads and turbines, as well as air motors.
Notes on application: For long durability, spray for approx.. 2 seconds before each sterilization process, or at least twice per day. Hold the can vertically when in use, and apply a suitable adapter.

Safety notes: H222-H229 Extremely flammable aerosol. Pressurized container: May burst if heated. Keep out of the reach of children. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Protect form sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F.

Ⓢ **Type d'application** Pour l'entretien des pièces à main & angulaires, des têtes et des turbines ainsi que des moteurs pneumatiques.
Consignes d'utilisation : Pour une longue durabilité, pulvériser pendant env. 2 secondes avant chaque opération de stérilisation ou au minimum deux fois par jour. Maintenir la boîte droite en cas d'emploi et utiliser avec l'adaptateur correspondant.

Consignes de sécurité : H222-H229 Aerosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Conserver hors de la portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Récipient sous pression : ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122°F.

Ⓢ **Modo d'impiego:** Per la cura di manipoli e gomiti, testate e turbine, nonché motori ad aria.

Avvertenze sull'impiego: Per una lunga conservazione, prima di ogni sterilizzazione o almeno due volte al giorno, spruzzare per ca. 2 secondi. Durante l'uso, tenere il barattolo in verticale e utilizzare con un adattatore adeguato.

Avvertenze sulla sicurezza: H 222-H 229 Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Contenitore pressurizzato: Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.

Ⓢ **Způsob použití:** K ošetřování ručních součástí a kolen, hlavíc a turbín i vzduchových motorů.

Návod k použití: Pro dlouhou trvanlivost stříkací před každým průchodem sterilizací nebo minimálně dvakrát denně dovnitř cca 2 sekundy. Při použití držte nádobku kolmo a používejte s vhodným adaptérem.

Bezpečnostní upozornění: H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádobka je pod tlakem: při zahřátí může prasknout. Uchovávejte mimo dosah dětí. Neskladujte v blízkosti vysokých teplot/jisker/otevřeného ohně/horkých povrchů. Nekurte. Nestříkejte do otevřeného plamene ani jiných zápalných zdrojů. Tlaková nádobka: Nepropichujte ani nespálujte, a to ani po použití. Používejte jen venku nebo v dobře větraných prostorách. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/ 122 °F.

Ⓢ **Alkalmazás módja:** Kéz- és szögdarabok, fejek és turbinák, valamint légmotorok gondozásához.

Alkalmazási utasítások: A hosszú élettartam érdekében minden sterilizálás előtt vagy legalább naponta kétszer, kb. 2 másodpercig permetezzen. Használatkor tartsa a flakont függőlegesen, és megfelelő adaptert használjon.

Biztonsági utasítások: H222- H229 Rendkívül gyúlékony aeroszol. A flakon nyomás alatt áll: hő hatására szétrepedhet. Gyermekektől távol tartandó. Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. Ne permetezzen nyílt lángba vagy más gyújtóforrásba. Nyomástartó edény: Ne átszúrja át és ne égesse el használat után sem. Csak szabadban vagy jól szellőző helyiségben szabad használni. Napsugárzástól óvja. Ne tegye ki 50 °C/ 122 °F feletti hőmérsékletnek.

PRISMAN GmbH · Otto-Hahn-Ring 6-18 · 64653 Lorsch · Tel.: +49 (0) 6251-86 69 80-0

M+W Dental Vertrieb durch Müller & Weygandt GmbH · Reichardsweide 40 · D-63654 Büdingen · Tel.: +49 (0) 60 42 – 88 00 88