



KOPIISOFT BLEACH

Stand:011223

Ⓓ Weichelastische Folie, kein Verbund zu Acryl.

Anwendung: Bleich- und Fluoridschienen.

Hinweis: Schutzfolie muss vor dem Tiefziehen entfernt werden! **Temperaturen und Heizzeiten können ja nach Gerät variieren. Nicht alle Geräte besitzen eine manuelle Temperaturregelung, in diesem Fall richten Sie sich bitte nach den Herstellerangaben Ihres Gerätes.**

ⒼⒷ Soft-elastic foil, does not bond to acrylate

Application: Bleaching and fluoride splints.

Note: The protective foil must be removed before deep drawing! **Temperatures and heating times may vary depending on the device. Not all devices have manual temperature control, in this case please refer to the manufacturer's instructions for your**

Ⓕ Film avec une élasticité souple, sans liaison à l'acrylate

Utilisation: Gouttières de blanchiment et de fluoration.

Remarque : Le film protecteur doit être retiré avant l'emboutissage. **Les températures et les temps de chauffage peuvent varier selon l'appareil. Tous les appareils ne disposent pas d'un contrôle manuel de la température, dans ce cas veuillez vous référer aux instructions du fabricant de votre appareil.**

Ⓘ Film elastico, non si combina con l'acrilato.

Applicazione: sbiancamento e stecche fluoruro.

Note: La pellicola protettiva deve essere rimossa prima della termoformatura! **Le temperature e i tempi di riscaldamento possono variare a seconda del dispositivo. Non tutti i dispositivi sono dotati di controllo manuale della temperatura, in questo caso fare riferimento alle istruzioni del produttore del proprio dispositivo.**

ⒸⒶ Elastomerní fólie, nespojuje se s akrylátom


Použití: Bělící dlahy, dlahy pro fluoridy.

Pokyny: Před vytvarováním za tepla je třeba odstranit ochrannou fólii! **Teploty a doby ohřevu se mohou lišit v závislosti na zařízení. Ne všechna zařízení mají manuální regulaci teploty, v takovém případě se prosím řiďte pokyny výrobce vašeho zařízení.**

Ⓗ Lágú elasztikus fólia, amely nem köt autopolimerizátumokhoz.

Alkalmazás: fogfehérítő-es fluoridáló sínek.

Megjegyzés: A mélyhúzás előtt a védőfóliát el kell távolítani! **A hőmérséklet és a fűtési idő a készüléktől függően változhat. Nem minden készülék rendelkezik manuális hőmérséklet-szabályozással, ebben az esetben kérjük, olvassa el a gyártó készülékre vonatkozó utasításait.**

		
M+W KopiSoft bleach 1,0 x 120 mm	135°C	90 Sek./ sec./ mp
M+W KopiSoft bleach 1,0 x 125 mm	135°C	90 Sek./ sec./ mp



 Bart Medical s.r.l. · Viale Vincenzo Randi, 118 · 48121 Ravenna/Italy

 Müller & Weygandt GmbH · Reichardsweide 40

63654 Büdingen/Germany · Tel.: +49 (0) 60 42 - 88 00 88