



## ANTERIOR & POSTERIOR









## FORMENKARTE • MOULD CHART











**OVAL**  
**OVAL**

04	42,8 9,9 8,0		
05	45,5 10,5 8,5		
06	48,2 11,1 9,0		



**QUADRATISCH**  
**SQUARE**

S4	42,8 10,4 8,0		
S5	45,5 11,1 8,5		
S6	48,2 11,7 9,0		





**LANG-OVAL**  
**LONG-OVAL**

L05	45,5 12,0 8,5		
L06	48,2 12,8 9,0		



**LANG-QUADRATISCH**  
**LONG-SQUARE**

LS5	45,5 11,9 8,5		
LS6	48,2 12,5 9,0		



Alle Maße in Millimeter  
All data in millimeter

### NICHT ABRASIV / ABRASIV NON ABRASIVE / ABRASIVE

Die Veracia UK-Frontzähne sind in zwei Abrasionsformen erhältlich (jugendlicher / älterer Patient).

Die Formen „NA“ entsprechen nicht abradieren natürlichen Zähnen.

Die Formen „A“ und „LA“ sind von der äußeren und internen Struktur wie abradierete Zähne gestaltet. Natürlich können diese Formen noch individualisiert werden.







*Veracia lower anterior teeth are available in two abrasion types (young / older patient).*

*The shape "NA" corresponds to non abrasive natural teeth.*

*The shapes "A" and "LA" show the internal and external structure of abrasive teeth. Of course these shapes can be individualised.*







**RECHTECKIG**  
**SQUARE-TAPERING**

ST4	42,8 10,7 8,0		
ST5	45,5 11,4 8,5		
ST6	48,2 12,0 9,0		















**LANG-RECHTECKIG**  
**LONG-TAPERING**

LT5	45,5 12,1 8,5		
LT6	48,2 12,7 9,0		








**STANDARD**  
**REGULAR**

NA4	33,2 9,6 4,8		
NA5	35,3 10,2 5,0		
NA6	37,3 10,8 5,2		
A4	33,2 9,3 4,8		
A5	35,3 9,8 5,0		
A6	37,3 10,4 5,2		




**LANG**  
**LONG**

LA5	35,3 10,9 5,0		
LA6	37,3 11,5 5,2		





S	30,0 10,1		
	32,5 10,1		
M	32,0 10,8		
	34,5 10,8		
L	34,0 11,4		
	36,5 11,4		



Alle Maße in Millimeter  
All data in millimeter

## KOMBINATIONSEMPFEHLUNGEN COMBINATION CHART

	ANTERIOR				POSTERIOR
	OBERE / UPPER	UNTERE / LOWER			
<b>OVAL / OVAL</b>					
	O4	NA4			S
	O5	NA5		LA5	S/M
	O6	NA6		LA6	L/M
	L05	NA5		LA5	M
	L06	NA6		LA6	L/M

	ANTERIOR				POSTERIOR
	OBERE / UPPER	UNTERE / LOWER			
<b>QUADRATISCH / SQUARE</b>					
	S4		A4		S
	S5		A5	LA5	S/M
	LS5		A5	LA5	M
	S6		A6	LA6	L/M
	LS6	NA6		LA6	L/M

	ANTERIOR				POSTERIOR
	OBERE / UPPER	UNTERE / LOWER			
<b>RECHTECKIG / SQUARE-TAPERING</b>					
	ST4	NA4			S
	ST5	NA5		LA5	S/M
	LT5	NA5		LA5	M
	ST6	NA6		LA6	L/M
	LT6	NA6		LA6	L/M

Bei den obigen Tabellen handelt es sich um Kombinationsempfehlungen. Selbstverständlich können Sie die Veracia Zähne auch individuell, bezogen auf den Patientenfall, miteinander kombinieren. Veracia ist in 12 VITA\* Classical Farben erhältlich (A1, A2, A3, A3,5, A4, B2, B3, B4, C2, C3, D2, D3).



*The charts above show recommended combinations. Of course it is possible to combine individual Veracia teeth, based on the clinical case.*

*Veracia is available in 12 VITA\* Classical shades (A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C3, D2, D3).*

\* VITA ist ein eingetragenes Warenzeichen der VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen.

\* VITA is a registered trademark of VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.

**PATIENTENORIENTIERTE FORMENAUSWAHL  
PATIENT ORIENTED SHAPE SELECTION**

S5	45,5 11,1 8,5		
O5	45,5 10,5 8,5		
LO5	45,5 12,0 8,5		
ST5	45,5 11,4 8,5		
LT5	45,5 12,1 8,5		
LS5	45,5 11,9 8,5		

Bestimmen Sie schnell und einfach die patientenbezogene Zahnform und wählen Sie innseitig die passende Zahngröße.

*Quick and easy determination of the patient's shape of tooth.  
Choose matching size on the other page.*