



X-RAY ONE FIXIERER- KONZENTRAT

Stand:1/30119

REF 000 415 für 5 Liter

- Ⓜ X-RAY ONE Fixer for 5 liters
- Ⓧ X-RAY ONE Fixateur pour 5 litres
- Ⓛ X-RAY ONE Fissatore per 5 litri
- Ⓒ Ustalovač X-RAY ONE na 5 litrů
- Ⓜ X-RAY ONE Fixáló 5 literhez



3,5

Liter Wasser
liters of water
litres d'eau
litri di acqua
litru vody
liter víz



+1

Kanister
can
bidon
tanica
kanyst
kanna



Gut mischen!
Mix well!
Melanger bien!
Miscelare
accuratamente!
Dobře promíchejte!
jól összekeverni!

LOT



MD



E3170

Adefo Chemie GmbH · Am Trieb 77 · D-63263 Neu-Isenburg · Tel.: +49 (0) 6102-8846911

MW Dental

Vertrieb durch Müller & Weygandt GmbH · Reichardsweide 40
D-63654 Büdingen · Tel.: +49 (0) 60 42 – 88 00 88



X-RAY ONE FIXIERER-KONZENTRAT

Achtung/Warning/
Attention



Gefahrenhinweise

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **P305+P351+P338** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorgaben.

Ⓢ Hazard statements

H319 Causes serious eye irritation.

Precautionary statements

P280 Wear protective gloves/eye protection. **P305+P351+P338** IF IN EYES: Rinse continuously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do. Continue rinsing. **P337+P313** If eye irritation persists: Get medical advice/attention. **P501** Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

Ⓣ Mentions de danger

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence

P280 Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. **P305+P351+ P338** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **P337+P313** Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. **P501** Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Ⓛ Indicazione di pericolo

H319 Provoca grave irritazione oculare

Avvertenza di sicurezza

P280 Indossare guanti/proteggere gli occhi/proteggere il viso. **P305+P351+P338** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P337+P313** Se l'irritazione degli occhi persiste: consultare un medico. **P501** Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.

Ⓡ Upozornění na nebezpečí

H319 způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. **P305+P351+P338** PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. **P337+P313** PŘETRVÁVÁ-LI PODRÁŽDĚNÍ OČÍ: Vyhleďteje lékařskou pomoc/ošetení. **P501** Odstraňte obsah/ obal v souladu s místními/regiónálními/národními/mezinárodními předpisy.

Ⓜ Veszély jelzések

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Biztonsági tudnivalók

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használatra kötelező. **P305+P351+P338** SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. **P337+P313** Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. **P501** A tartalom/edény elhelyezését hulladékként a helyi/regiónális/nemzeti/nemzetközi előírások szerint kell kezelni.

Adefo Chemie GmbH · Am Trieb 77 · D-63263 Neu-Isenburg · Tel.: +49 (0) 6102-8846911

MW Dental Vertriebs durch Müller & Weygandt GmbH · Reichardsweide 40
D-63654 Büdingen · Tel.: +49 (0) 60 42 – 88 00 88