



# GIPS-SEP

Inhalt: e **250 ml** Flasche + Pumpsprühaufsatz

REF 00 938

M+W Gips-Sep ist ein hervorragendes Trennmittel für Gipse, insbesondere für Modellsysteme sowie auch für Sägemodelle und Splitcast-Technik.

**Sicherheitshinweise:** **H225** Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. **H315** Verursacht Hautreizungen. **H319** Verursacht schwere Augenreizung. **H336** Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. **H304** Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. **H410** Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. **BEI VERSCHLUCKEN:** Sofort **GIFTINFORMATIONSZENTRUM** oder Arzt anrufen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **KEIN** Erbrechen herbeiführen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. Enthält Heptan und Isomere, Propan-2-ol.

Gefahr/  
Danger



Stand:270917

**M+W Dental**

Müller & Weygandt GmbH • Reichardsweide 40 • D-63654 Büdingen • Tel.: +49 (0)6042 – 88 00 88