

simplee

SIMPLE ART

Synthetischer Klasse III Artikulationsgips (formaldehydfrei).
Sehr standfest mit erhöhter Klebekraft.
Ein wegsacken des Modells bei der Artikulation bleibt aus.

Stand: 15/07/20

Inhalt: **20 kg**

REF 700 917 extraweiß

Anmischverhältnis:	100 g: 30 ml dest. Wasser
Anmischzeiten:	manuell 50 Sekunden Vakuum 30 Sekunden
Verarbeitungszeit:	2 - 3 Minuten
Abbindezeit:	3 - 4 Minuten
Entformbarkeit:	ca. 15 Minuten
Druckfestigkeit nach 1h:	20 MPa
Expansion nach 2h:	0,04%
Expansion nach 24h:	0,06%

Vertrieb durch Müller & Weygandt GmbH – Reichardsweide 40 – 63654 Büdingen – Tel.:+0049(0)6042 – 88 00 88