



X-RAY ONE ENTWICKLER- KONZENTRAT

Stand: 1/2012

REF 000 415 für 5 Liter

- ⓐ X-RAY ONE Developer for 5 liters
- ⓑ X-RAY ONE Révélateur pour 5 litres
- ⓒ X-RAY ONE Sviluppatore per 5 litri
- ⓓ Vývojka X-RAY ONE na 5 litrů
- ⓔ X-RAY ONE előhívó 5 literhez



3,5

Liter Wasser
liters of water
litres d'eau
litri di acqua
litru vody
liter víz



+1

Kanister
can
bidon
tanica
kanyst
kanna




Gut mischen!
Mix well!
Melanger bien!
Miscelare
accuratamente!
Dobře promíchejte!
jól összekeverni!

LOT



E3168

 Adefo Chemie GmbH · Am Trieb 77 · D-63263 Neu-Isenburg · Tel.: +49 (0) 6102-8846911

M+W Dental Vertrieb durch Müller & Weygandt GmbH · Reichardsweide 40
D-63654 Büdingen · Tel.: +49 (0) 60 42 – 88 00 88



X-RAY ONE ENTWICKLER-KONZENTRAT

Gefahr/Danger/
Pericolo/Nebezpečí/
Veszély Hydrochinon/
1,4-dihydroxybenzène
(hydroquinone)/Idrochinone/
Hydrochinon/Hidrokinon

Gefahrenhinweise

H318 Verursacht schwere Augenschäden. **H317** Kann allergische Hautreaktionen verursachen. **H341** Kann vermutlich genetische Defekte verursachen. **H351** Kann vermutlich Krebs erzeugen. **H400** Sehr giftig für Wasserorganismen.

Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. **P273** Freisetzung in die Umwelt vermeiden. **P305+P351+P338** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P310** Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. **P333+P313** Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. **P501** Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorgaben.

Ⓢ Hazard statements

H318 Causes serious eye damage. **H317** May cause an allergic skin reaction. **H341** Suspected of causing genetic defects. **H351** Suspected of causing cancer. **H400** Very toxic to aquatic life.

Precautionary statements

P280 Wear protective gloves/eye protection. **P273** Avoid release to the environment. **P305+P351+P338** IF IN EYES: Rinse continuously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do. Continue rinsing. **P310** Immediately call a POISON CENTER/doctor. **P333+P313** If skin irritation or a rash occurs: Get medical advice/attention. **P501** Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

Ⓢ Mentions de danger

H318 Provoque des lésions oculaires graves. **H317** Peut provoquer une allergie cutanée. **H341** Susceptible d'induire des anomalies génétiques. **H351** Susceptible de provoquer le cancer. **H400** Très toxique pour les organismes aquatiques.

Conseils de prudence

P280 Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. **P273** Éviter le rejet dans l'environnement. **P305+P351+P338** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **P310** Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. **P333+P313** En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. **P501** Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Ⓢ Indicazione di pericolo

H318 Provoca gravi lesioni oculari. **H317** Può provocare una reazione allergica cutanea. **H341** Sospettato di provocare alterazioni genetiche. **H351** Sospettato di provocare il cancro. **H400** Molto tossico per gli organismi acquatici

Avvertenza di sicurezza

P280 Indossare guanti/Proteggere gli occhi. **P273** Non disperdere nell'ambiente. **P305+P351+P338** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P310** Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. **P333+P313** In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. **P501** Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.

Ⓢ Upozornění na nebezpečí

H318 Způsobuje vážné poškození očí. **H317** Může vyvolat alergickou kožní reakci. **H341** Podezření na genetické poškození. **H351** Podezření na vyvolání rakoviny. **H400** Vysoce toxický pro vodní organismy.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. **P273** Zabraňte uvolnění do životního prostředí. **P305+P351+P338** PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. **P310** Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. **P333+P313** PŘI PODRÁŽENÍ KŮŽE NEBO VYRÁŽČE: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. **P501** Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionalními/národními/mezinárodními předpisy.

Ⓢ Veszély jelzése

H318 Súlyos szemkárosodást okoz. **H317** Allergiás bőrrreakciót válthat ki. **H341** Feltehetően genetikai károsodást okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. **H351** Feltehetően rákot okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. **H400** Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

Biztonsági tudnivalók

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. **P273** Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. **P305+P351+P338** SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. **P310** Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. **P333+P313** Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. **P501** A tartalom/edény elhelyezését hulladékként a helyi/regionalis/nemzeti/nemzetközi előírások szerint kell kezelni.



Adefo Chemie GmbH · Am Trieb 77 · D-63263 Neu-Isenburg · Tel.: +49 (0) 6102-8846911

MW Dental Vertrieb durch Müller & Weygandt GmbH · Reichardsweide 40
D-63654 Büdingen · Tel.: +49 (0) 60 42 – 88 00 88