



SCANGIPS

ELFENBEIN 5 KG

DIN EN ISO 6873 – Typ 4 – MADE IN GERMANY

REF 093 918

SCANGIPS macht das Pudern der Gipsmodelle überflüssig.

Dieser Superhartgips ist für die optoelektronische Abtastung entwickelt worden. Er verhindert störende Reflektionen in den definierten Wellenbereichen und ist für alle Scansysteme geeignet.

- Mischungsverhältnis: 100 g Scangips : 20 ml Wasser
- Verarbeitungszeit: 3-4 Minuten
- Abbindezeit: 7-9 Minuten
- Expansion nach 2 h: 0,06 %

GB SCANGIPS makes powdering the gypsum models superfluous. This special super hard stone has been developed for optoelectronic scanning. It prevents interfering reflections in the defined wavelengths and is suitable for all scanning systems.

- Mixing ratio: 100 g Scangips : 20 ml water
- Working time: 3-4 minutes
- Setting time: 7-9 minutes
- Expansion after 2h: 0.06 %

MW Dental®

Müller & Weygandt GmbH • Reichardsweide 40 • D-63654 Büdingen • Tel.: +49 (0)6042 – 88 00 88