



SOCKELGIPS FLÜSSIG

Stand: 27.09.17

Flüssiger, schnell zu verarbeitender Sockelgips zur Herstellung blasenfreier Zahnkranzsockel, geringe Expansion, glatte Oberfläche.

Mischungsverhältnis: 100 g / 23 ml dest. Wasser

Verarbeitungszeit: 5 – 6 min.

Abbindezeit: 10 – 12 min.

Expansion nach 2h: 0,06%

Inhalt: 5 kg

- REF 193 970** weiß
- REF 193 971** blau
- REF 193 972** mint
- REF 193 973** terrakotta
- REF 193 974** orange

Inhalt: 10 kg

- REF 193 975** weiß
- REF 193 976** blau
- REF 193 977** mint
- REF 193 978** terrakotta
- REF 193 979** orange

M+WDental®

🏠 Müller & Weygandt GmbH • Reichardsweide 40 • D-63654 Büdingen • Tel.: +49 (0)6042 – 88 00 88