



# ENTWICKLER A

REF 000 412

## Für folgende Filmentwicklungsmaschinen:

Dürr AC 245, XR 24, XR 25, XR 24 Pro, XR 24 Nova,  
Velopex DE 260 (4 l), Clarimat GX 300 (4 l)

## Ansatz:

3 Liter Wasser  
+ Entwickler A  
+ Entwickler B  
mit Wasser auf 5 Liter auffüllen. Gut mischen!

Ⓞ DEVELOPER A

## Suitable for the following film processors:

Dürr AC 245, XR 24, XR 25, XR 24 Pro, XR 24 Nova,  
Velopex DE 260 (4 l), Clarimat GX 300 (4 l)

## Mixture:

3 liters of water  
+ Developer A  
+ Developer B  
Fill up to 5 liters with water. Mix well!

Ⓧ RÉVÉLATEUR A

## Applicable aux appareils à développer suivants :

Dürr AC 245, XR 24, XR 25, XR 24 Pro, XR 24 Nova,  
Velopex DE 260 (4 l), Clarimat GX 300 (4 l)

## Préparation:

3 litres d'eau  
+ Révélateur A  
+ Révélateur B  
Compléter avec de l'eau à 5 litres. Mélanges bien!

Ⓢ SVILUPPATORE A

## Per le seguenti sviluppatrici di pellicole radiografiche

Dürr AC 245, XR 24, XR 25, XR 24 Pro, XR 24 Nova, Velopex  
DE 260 (4l), Clarimat GX 300 (4l)

## Preparazione:

3 litri di acqua  
+ Sviluppatore A  
+ Sviluppatore B  
Versare in 5 litri di acqua. Miscelare accuratamente

Ⓣ VÝVOJKA A

## Pro tyto vyvolavací přístroje:

Dürr AC 245, XR 24, XR 25, XR 24 Pro, XR 24 Nova,  
Velopex DE 260 (4 l), Clarimat GX 300 (4 l)

## Použití:

3 litru vody  
+ Vývojka A  
+ Vývojka B  
Doplňte vodou na 5 litrů. Dobře promíchejte!

Ⓡ ELŐHÍVÓ A

## A következő röntgenfilm előhívó készülékekhez:

Dürr AC 245, XR 24, XR 25, XR 24 Pro, XR 24 Nova,  
Velopex DE 260 (4 l), Clarimat GX 300 (4 l)

## Kiegészítés:

3 liter víz  
+ Előhívó A  
+ Előhívó B  
Vízzel töltsé fel 5 liternyi mennyiségre.  
Jól keverje össze!

LOT



MD



Stand:060919

Adefo Chemie GmbH · Am Trieb 77 · D-63263 Neu-Isenburg · Tel.: +49 (0) 6102-8846911

Vertrieb durch Müller & Weygandt GmbH · Reichardsweide 40  
D-63654 Büdingen · Tel.: +49 (0) 60 42 – 88 00 88



# ENTWICKLER A

**Gefahr/Danger/  
Pericolo/Nebezpečí/  
Veszély**  
**Hydrochinon/  
1,4-dihydroxybenzène  
(hydroquinone)/  
Idrochinone/  
Hydrochinon/  
Hidrokinon**



#### Gefahrenhinweise

**H318** Verursacht schwere Augenschäden. **H317** Kann allergische Hautreaktionen verursachen. **H341** Kann vermutlich genetische Defekte verursachen. **H351** Kann vermutlich Krebs erzeugen. **H400** Sehr giftig für Wasserorganismen.

#### Sicherheitshinweise

**P280** Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. **P273** Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
**P305+P351+P338** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P310** Sofort GIFTINFORMATION-ZENTRUM/Arzt anrufen. **P333+P313** Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. **P501** Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorgaben.

#### HAZARD STATEMENTS

**H318** Causes serious eye damage. **H317** May cause an allergic skin reaction. **H341** Suspected of causing genetic defects. **H351** Suspected of causing cancer. **H400** Very toxic to aquatic life.

#### Precautionary statements

**P280** Wear protective gloves/eye protection. **P273** Avoid release to the environment.  
**P305+P351+P338** IF IN EYES: Rinse continuously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do. Continue rinsing. **P310** Immediately call a POISON CENTER/doctor. **P333+P313** If skin irritation or a rash occurs: Get medical advice/attention. **P501** Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

#### MENTIONS DE DANGER

**H318** Provoque des lésions oculaires graves. **H317** Peut provoquer une allergie cutanée. **H341** Susceptible d'induire des anomalies génétiques. **H351** Susceptible de provoquer le cancer. **H400** Très toxique pour les organismes aquatiques.

#### Conseils de prudence

**P280** Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. **P273** Éviter le rejet dans l'environnement. **P305+P351+P338** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **P310** Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. **P333+P313** En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. **P501** Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

#### Indicazione di pericolo

**H318** Provoca gravi lesioni oculari. **H317** Può provocare una reazione allergica cutanea. **H341** Sospettato di provocare alterazioni genetiche. **H351** Sospettato di provocare il cancro. **H400** Molto tossico per gli organismi acquatici.

#### Avvertenza di sicurezza

**P280** Indossare guanti/Proteggere gli occhi. **P273** Non disperdere nell'ambiente. **P305+P351+P338** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P310** Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. **P333+P313** In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. **P501** Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.

#### Upozornění na nebezpečí

**H318** Způsobuje vážné poškození očí. **H317** Může vyvolat alergickou kožní reakci. **H341** Podezření na genetické poškození. **H351** Podezření na vyvolání rakoviny. **H400** Vysoce toxický pro vodní organismy.

#### Polymny pro bezpečné zacházení

**P280** Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. **P273** Zabraňte uvolnění do životního prostředí. **P305+P351+P338** PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. **P310** Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. **P333+P313** PŘI PODRÁŽENÍ KŮŽE NEBO VYRÁŽČE: Vyhleďte lékařskou pomoc/ošetení. **P501** Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

#### Veszélyjelzések

**H318** Súlyos szemkárosodást okoz. **H317** Allergiás bőreakciót válthat ki. **H341** Feltehetően genetikai károsodást okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. **H351** Feltehetően rákot okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. **H400** Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

#### Biztonsági tudnivalók

**P280** Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. **P273** Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. **P305+P351+P338** SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. **P310** Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. **P333+P313** Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. **P501** A tartalom/edény elhelyezését hulladékként a helyi/regionális/nemzeti/ nemzetközi előírások szerint kell kezelni.

Stand: 05/09/19

Adefo Chemie GmbH · Am Trieb 77 · D-63263 Neu-Isenburg · Tel.: +49 (0) 6102-8846911

**M+W Dental** Vertrieb durch Müller & Weygandt GmbH · Reichardtsweide 40  
D-63654 Büdingen · Tel.: +49 (0) 60 42 – 88 00 88